

Technical Data Sheet

Eurodispenser® 2



Descripción general del producto

El BODE Eurodispenser® 2 consta de un marco de alambre de acero inoxidable y combina un diseño simple con la más alta funcionalidad. La palanca del brazo integrada permite la aplicación higiénica del producto por el codo. El dispensador está disponible en dos tamaños, para envases BODE de 500 ml o 1 L, y es adecuado para la aplicación de desinfectantes de manos, lociones de higiene corporal y productos para el cuidado de la piel. Su marco robusto es fácil de instalar y retirar y es completamente autoclavable.

Ventajas

- Se puede montar en cualquier lugar
- Construcción metálica duradera
- Instalación sencilla y ahorra espacio
- Dispensador autoclavable (válvula no autoclavable)
- Palanca de brazo integrada para la aplicación de productos higiénicos
- Válvula y válvula de recambio incluidas
- Cuidado fácil

Preparación

El BODE Eurodispenser® 2 está compuesto por un resistente estructura de acero inoxidable con un panel posterior integrado para su instalación en pared y con palanca de brazo móvil. El dispensador está diseñado para envases BODE de 350/500 ml o 1 L y asegura una muy buena sujeción.

La palanca del brazo BODE Eurodispenser® 2 tiene una longitud de 200 mm. La bisagra flexible permite una fácil actuación y un cambio de botellas sin problemas. La válvula dosificadora, que se usa con el BODE Eurodispenser® 2, está incluida en la entrega.

Datos técnicos

Dispensador 1 L	
Profundidad (incl. Brazo)	250 mm
Altura	250 mm
Ancho	95 mm

Eurodispenser® 2

Reprocesamiento

La limpieza y desinfección del cuerpo del dispensador y la válvula dosificadora debe llevarse a cabo cada vez que la botella se intercambia.

Reprocesamiento manual:

- Retire el envase del dispensador. La válvula debe ser reprocesada por separado
- Retire el dispensador de la pared empujando ligeramente hacia arriba y tirando hacia el frente
- Rocíe el dispensador con espray desinfectante de superficies (por ejemplo, Bacillol® AF) y limpie con toallitas desechables. Los desinfectantes listos para su uso y libres de aldehídos en formato de toallita son también una alternativa útil (por ejemplo, Bacillol® Tissues). Preste atención al tiempo de aplicación recomendado
- Vuelva a colocar el dispensador en el soporte de pared y tire hacia abajo hasta que el marco encaje en las perforaciones superiores pequeñas
- Inserte una botella nueva con válvula dosificadora nueva o reprocesada en el soporte y gire la palanca del brazo hacia abajo. Bombeo el producto

Reprocesamiento manual de la válvula:

- Primeramente, enjuague la válvula con agua caliente y limpie los residuos del producto
- Rocíe la válvula con desinfectante de superficies de base alcohólica (por ejemplo, Bacillol® AF) y déjelo actuar durante 5 minutos
- Una vez seca, accione la válvula
- Inserte la válvula nuevamente. De no necesitarla, guardar en una zona libre de polvo

Nota: no utilice productos abrasivos o limpiadores corrosivos.

Autoclave

Para el uso rutinario y el cumplimiento de la higiene, la limpieza manual y la desinfección del dispensador y la válvula dosificadora es suficiente. En zonas donde la higiene es de importancia particular, un mayor procedimiento de higiene puede ser necesario. En este caso, el BODE Eurodispenser® 2, a excepción de la válvula dosificadora, puede esterilizarse en autoclave mediante sobrecalentamiento de vapor (121 °C, 1 bar).

Presentación

Producto	Tamaño	Ref. HARTMANN
BODE Eurodispenser® 2	1 L	980338
BODE Eurodispenser® 2	500 ml	980421