

## Technical Data Sheet

# Eurodispenser® 3



### Descripción general del producto

Compuesto por un marco de alambre de acero inoxidable, el BODE Eurodispenser® 3 fue especialmente diseñado para su fijación a camillas. Dependiendo del diseño de la cama, el dispensador está disponible en dos versiones, una con soporte en ángulo para la fijación a marcos tubulares y uno con soporte recto para la fijación a la parte de los pies de la cama. El BODE Eurodispenser® 3 es adecuado para aplicación de desinfectantes para manos y productos para el cuidado de la piel en envases BODE de 500 ml y 1 L.

El dispensador puede colocarse sobre el marco tubular o parte del pie de la camilla y puede ser retirado con igual facilidad. Su marco de alambre proporciona un buen agarre de las botellas y puede esterilizarse en autoclave si es necesario. Puede también sujetarse a la pared mediante unas placas de sujeción que se facilitan por separado.

### Ventajas

- Acero inoxidable de alta calidad
- Fácil instalación y manejo
- Disponible con soporte recto o curvo
- Dispensador autoclavable, exceptuando la válvula dosificadora
- Dispositivos de fijación alternativos disponibles

### Datos técnicos

Dispensador para 500 ml	Clip recto	Clip angulado
Profundidad	75 mm	75 mm
Altura	115 mm	140 mm
Ancho	73 mm	73 mm

Dispensador para 1000 ml	Clip recto	Clip angulado
Profundidad	-	90 mm
Altura	-	140 mm
Ancho	-	90 mm

## Technical Data Sheet

### **Eurodispenser® 3**

#### **Material**

El BODE Eurodispenser® 3 está compuesto por una resistente estructura de alambre de acero inoxidable. El dispensador está electropulido, por lo que tiene una suavidad particular y una superficie brillante.

#### **Reprocesamiento**

La limpieza y desinfección del cuerpo del dispensador y la válvula dosificadora debe llevarse a cabo cada vez que la botella se intercambia.

##### Reprocesamiento manual:

- Saque la botella del dispensador. La válvula dosificadora debe ser reprocesada por separado
- Retire el dispensador del marco tubular o la parte del pie de la cama
- Rocíe el dispensador con un spray desinfectante de superficies (por ejemplo, Bacillol® AF) y limpie con toallitas desechables. Los desinfectantes listos para su uso y libres de aldehídos en formato de toallita son también una alternativa útil (por ejemplo, Bacillol® Tissues). Preste atención al tiempo de aplicación recomendado
- Vuelva a colgar el dispensador sobre el marco tubular y el pie parte respectivamente
- Inserte una nueva botella en el soporte, con una válvula dosificadora procesada o para estrenar

##### Reprocesamiento manual de la válvula:

- Primeramente, enjuague la válvula con agua caliente y limpie los residuos del producto
- Rocíe la válvula con desinfectante de superficies de base alcohólica (por ejemplo, Bacillol® AF) y déjelo actuar durante 5 minutos
- Una vez seca, accione la válvula
- Inserte la válvula nuevamente. De no necesitarla, guardar en una zona libre de polvo

Nota: no utilice productos abrasivos o limpiadores corrosivos.

#### **Autoclave**

Para el uso rutinario y el cumplimiento de la higiene, la limpieza manual y la desinfección del dispensador y la válvula dosificadora es suficiente. En zonas donde la higiene es de importancia particular, un mayor procedimiento de higiene puede ser necesario. En tal caso, el BODE Eurodispenser® 3 y todos los dispositivos de fijación alternativos, exceptuando la válvula dosificadora, se pueden esterilizar en autoclave con vapor sobrecalentado.

## Technical Data Sheet

### Eurodispenser® 3

#### Presentación

Producto	Formato	Tamaño	Ref. HARTMANN
BODE Eurodispenser® 3	500 ml	Clip recto	980381
	1 L	Clip angulado	981088

#### Accesorios

Placa sujeción pared	980384
Bandeja recoge gotas	981735



Nota: todos los materiales listados en la anterior tabla se transportan en cajas de 10 unidades.