

BODE Eurodispenser 2000



Nº espec: BODE-23
Dpto.: RA LHSA
Fecha: 21.12.2009
Página: 1 de 3

Descripción general del producto

BODE Eurodispenser 2000 es un dispensador de soluciones antisépticas para las manos y lociones de lavado y cuidado de la piel, de uso fácil y flexible; de estructura cerrada, fabricada completamente en plástico ABS y ASA de alta calidad.

El dispositivo contiene diversos módulos:

- cubierta del dispensador con panel de lectura y mecanismo de cierre (se evita la obertura involuntaria girando la pestaña inferior 90°)
- soporte de pared con tres agujeros perforados para su posterior fijación a pared
- válvula dosificadora de fácil recambio (existen versiones para productos líquidos y de espuma).

La dosificación por defecto de las válvulas es de 1,5 ml por aplicación (permite tres opciones de dosificación: 0,5 ml, 1 ml y 1,5 ml). Para realizar el cambio en la dosis basta con ajustar la flecha de dosificación en la válvula superior de la unidad. La válvula dosificadora para productos de espuma no permite estas variaciones ya que sólo se utiliza para productos de lavado.

BODE Eurodispenser 2000 viene acompañado de un folleto de instrucciones y un manual.

Aplicaciones e indicaciones

Adecuado para la aplicación de cualquier solución antiséptica de manos, lociones de lavado y/o productos del cuidado de la piel en envases BODE de tamaño y forma estándar.

Abarca una gran variedad de áreas:

- Para equipamiento médico
- En hospitales y residencias
- Industria química, farmacéutica, cosmética
- Laboratorios
- Localizaciones sin agua corriente.

BODE Eurodispenser 2000



Nº espec: BODE-23
Dpto.: RA LHSA
Fecha: 21.12.2009
Página: 2 de 3

Instrucciones de uso

Ver el folleto de instrucciones y el manual adjunto.

Limpieza:

- Debe limpiarse y desinfectarse el dispensador, así como la válvula dosificadora, con cada renovación del envase.
- Para su mantenimiento es suficiente el uso rutinario de productos de limpieza y desinfección.
- La válvula dosificadora debe limpiarse aparte.

BODE Eurodispenser 2000 no es esterilizable por autoclave (tampoco lo es la válvula dosificadora).

Presentaciones

Presentación		Código Hartmann	Código BODE
BODE Eurodispenser 2000	(envases de 350 / 500 ml)	980328	974680
BODE Eurodispenser 2000	(envases de 1 litro)	980330	974700

Características del producto

Composición

(testados para el contacto con alimentos):

- Cubierta del dispensador: plásticos ABS y ASA resistentes al alcohol y al estrés de rotura.
- Pantalla del panel de lectura resistente a altas UV. El etiquetado y el envase son legibles y fácilmente identificables.

Características del producto

Ventajas de producto

- Gracias a su estructura cerrada, fabricada completamente en plástico ABS y ASA de alta calidad, BODE Eurodispenser 2000 no solo protege a los productos y a sus envases, sino que además facilita su aplicación.
- Su estructura sencilla hace de BODE Eurodispenser 2000 un dispensador especialmente fácil de limpiar, así como de instalar.

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

BODE Eurodispenser 2000



Nº espec: BODE-23
Dpto.: RA LHSA
Fecha: 21.12.2009
Página: 3 de 3

- BODE Eurodispenser 2000 permite tres opciones de dosificación: 0,5 ml, 1 ml y 1,5 ml. El uso de una u otra dependerá del emplazamiento del dispensador, la intención de su uso y la viscosidad del producto utilizado.

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Dispensador para envases de:	350/500 ml	1000 ml
Alto:	295 mm	337 mm
Ancho:	85 mm	107 mm
Profundidad (incluyendo el brazo):	206 mm	206 mm
Dosis ajustable de 0,5 /1,0 / 1,5 ml por actuación (válvula dosificadora para productos líquidos):	Sí	Sí
Esterilización del dispensador por autoclave a 121 °C, 1 bar:	No	No

Látex: No contiene látex

Acondicionamiento

El dispensador se envasa individualmente en cajas de cartón.