

Technical Data Sheet

Vivano® Tec Y-Connector



Descripción general del producto

Vivano® Tec Y-Connector es un conector para asegura la conexión de dos puertos con una unidad de terapia de presión negativa de Vivano® Tec. Por lo tanto, es posible tratar dos heridas diferentes de un paciente con el sistema de terapia por presión negativa.

Vivano® Tec Y-Connector lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I estéril.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Vivano® Tec Y-Connector que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Vivano® Tec Y-Connector quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

Vivano® Tec Y-Connector sólo debe usarse en combinación con Vivano® System.

Notas de aplicación:

1. Aplicar los kits de espuma Vivano® Med y el puerto Vivano® Tec de cada una de las dos heridas de acuerdo con las instrucciones de uso correspondientes.
2. Conectar ambos puertos de Vivano® Tec con el conector Y de Vivano® Tec.
3. Conectar el conector en Y con el tubo del recipiente Vivano® Tec. Iniciar la terapia según la descripción del manual de Vivano® Tec.

Propiedades específicas de producto

Vivano® Tec Y-Connector se esteriliza con óxido de etileno (EO) según DIN EN ISO 11135.

Látex: no contiene látex.

Presentaciones

Producto	Unidades/estuche	Ref. HARTMANN
Vivano® Tec Y-Connector	3	409557

Vivano® Tec Y-Connector**Etiquetado**

Número de lote de 9 cifras:

ej.:

LOT

X

XXX XX XXX

Año de
producciónCódigo de uso
interno

Fecha de caducidad:

ej.:



2019

04

Año

mes

Caducidad del producto: 3 años.

Acondicionamiento

Vivano® Tec Y-Connector se envasan en sobres (tipo “peel pouch”), en estuches y en cajas de transporte de acuerdo con normas DIN, selladas con cintas adhesivas y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.