

## DermaPlast® ACTIVE Frío/calor



Nº espec: D9.1335

Dpto.: COH-PPD

Fecha: 27.02.2018

Página: 1 de 3

## Descripción general del producto

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor es una compresa de gel reutilizable para terapias de frío/calor (termoterapia/crioterapia).

Terapia de frío: la aplicación del frío alivia localmente el dolor y ayuda a reducir la hinchazón. Puede aplicarse a inflamaciones agudas de músculos y articulaciones, contusiones, hematomas, picaduras de insectos y dolor de muelas. Terapia de calor (termoterapia): la aplicación de calor fomenta la circulación sanguínea localmente y ayuda a relajar las tensiones. Se puede usar para mialgias, lumbalgias y trastornos menstruales.

En un baño maría, en el microondas o en el congelador, la compresa de gel absorbe el calor o el frío, respectivamente, y almacena esta energía para liberarla lentamente. Se puede adaptar a las correspondientes zonas del cuerpo.

Se puede ultracongelar y calentar en el microondas. Permanece flexible hasta los -18 °C.

Cada compresa de gel se entrega con una funda textil o no tejida en la que debe insertarse. El producto se puede eliminar con la basura doméstica normal.

## Aplicaciones e indicaciones

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor es una compresa de gel reutilizable para terapias de frío/calor (crioterapia/termoterapia) que se aplica sobre la piel/el cuerpo.

## Presentaciones

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor se presenta en 2 envases diferentes: tamaño pequeño y grande. Los productos se presentarán en tres grupos de idiomas diferentes:

N.º de artículo:	Nombre del producto:	Versión:	Idiomas:	Envase:
522022	DermaPlast® ACTIVE frío/calor	13 x 14 cm	DE, FR, IT, NL	P1, OK24
522023	DermaPlast® ACTIVE frío/calor	12 x 29 cm	DE, FR, IT, NL	P1, OK12
522123	DermaPlast® ACTIVE frío/calor	12 x 29 cm	ES, PT	P1, OK12
522222	Cosmos® ACTIVE frío/calor	13 x 14 cm	CZ, SK	P1, OK24
522223	Cosmos® ACTIVE frío/calor	12 x 29 cm	CZ, SK	P1, OK12

## Conformidad

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor son productos sanitarios de clase I conforme a la Directiva 93/42/CEE sobre Productos sanitarios y lleva el marcado CE.



## DermaPlast® ACTIVE Frío/calor



Nº espec: D9.1335

Dpto.: COH-PPD

Fecha: 27.02.2018

Página: 2 de 3

### Materiales del producto

Composición del gel:	agua, ácido poliacrílico, ácido cítrico, propilenglicol, hidróxido sódico, estabilizante UV, conservantes, colorantes (solo para los tipos de gel azul)
Bolsa:	PA/PE
Funda no tejida (para la versión 13 x 14 cm):	polipropileno al 100 %, no tejido "spunbond"
Funda de terciopelo con banda elástica y cierre velcro (para la versión 12 x 29 cm):	poliéster al 100 %, no tejido, arrugado

### Materiales de envasado

Todos los materiales y componentes de envasado son conformes con los requisitos básicos relevantes (específicos sobre la fabricación y composición, y la naturaleza reutilizable y reciclable de los envases) de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases y la Directiva 2004/12/CE por la que se modifica la anterior.

### Características del producto

Aspecto, características:	gel homogéneo y transparente, azul, suave
Componentes del gel:	agua, ácido poliacrílico, ácido cítrico, propilenglicol, hidróxido sódico, estabilizante UV, conservantes, colorantes (solo para el tipo de gel azul)
Volumen de llenado de la bolsa de gel:	para la versión 13 x 14 cm: transparente, 140 g $\pm$ 9 g para la versión 12 x 29 cm: azul, 420 g $\pm$ 9 g
Tamaño de la funda:	para la versión 13 x 14 cm: funda no tejida 140 x 160 mm para la versión 12 x 29 cm: funda de terciopelo 120 x 290 mm
Periodo de validez:	5 años
(Modificaciones técnicas sujetas a cambios)	

### Etiquetado

#### Número de LOTE:

Cada producto está etiquetado con un número de LOTE.

Contenido del número de LOTE (Ch.-Nr.) de 5 dígitos en la bolsa y la caja plegable,

por ejemplo: 31000



31000

Número consecutivo



## DermaPlast® ACTIVE Frío/calor



Nº espec: D9.1335

Dpto.: COH-PPD

Fecha: 27.02.2018

Página: 3 de 3

### Embalaje

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor se empaqueta en una caja de regalo (caja plegable) junto con un prospecto de instrucciones de uso, y se envasan 24 unidades del tamaño grande u 8 unidades del tamaño pequeño en una caja de cartón original/de transporte.

Las cajas de cartón para transporte se sellan con cinta adhesiva y se embalan en europalets.

Fecha: 27/02/2018

PAUL HARTMANN AG

Desarrollo de productos - Cuidados personales