

## Technical Data Sheet

# Lusan® Suero fisiológico



### Descripción general del producto

Lusan® Suero fisiológico es una solución estéril, presentada en monodosis de 5 ml, sin conservantes y no inyectable. Lusan® Suero fisiológico es higiénico y permite una gran facilidad y seguridad de empleo. Fabricado en condiciones asépticas.

Lusan® Suero fisiológico® lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase IIa (TÜV SUD 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Lusan® Suero fisiológico que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Lusan® Suero fisiológico quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

### Aplicaciones/Indicaciones

Lusan® Suero fisiológico puede utilizarse en lactantes, niños y adultos para

- Limpieza ocular mediante instilación, baño ocular o lavado
- Limpieza nasal de las fosas nasales secas o congestionadas
- Limpieza de pequeñas heridas

Debido al riesgo de rápida contaminación bacteriana, cualquier monodosis una vez abierta debe utilizarse inmediatamente y desecharse tras su uso.

Puede usarse diariamente para la higiene ocular o nasal, de 1 a 6 lavados al día, en función de las necesidades.

### Instrucciones de uso

En el caso de la limpieza ocular abrir la monodosis girando la parte superior y poner algunas gotas en cada ojo, tratando de evitar que la monodosis entre en contacto con la superficie del ojo. Secar el excedente de líquido con una gasa estéril. En caso de tratamiento con colirio, esperar 15 minutos antes de su instilación.



En el caso de la limpieza nasal abrir la monodosis girando la parte superior e inclinar la cabeza hacia atrás. Introducir delicadamente la monodosis en la fosa nasal y presionar ligeramente la monodosis. Repetir la operación en la otra fosa nasal. Volver a bajar la cabeza para dejar que se evacuen las mucosidades y después secar el excedente. No sonarse violentamente durante 10 minutos después de la administración. En los lactantes, instilar el producto con la mínima presión con el fin de evitar cualquier riesgo de contaminación en el oído medio.

## Lusan® Suero fisiológico

En el caso de la limpieza de pequeñas heridas abrir la monodosis girando la parte superior e inclinar la cabeza hacia atrás. Introducir delicadamente la monodosis en la fosa nasal y presionar ligeramente la monodosis. Repetir la operación en la otra fosa nasal. Volver a bajar la cabeza para dejar que se evacuen las mucosidades y después secar el excedente. No sonarse violentamente durante 10 minutos después de la administración. En los lactantes, instilar el producto con la mínima presión con el fin de evitar cualquier riesgo de contaminación en el oído medio. Abrir la monodosis girando la parte superior y limpiar la herida utilizando la totalidad de la monodosis y con cuidado de que la monodosis no entre en contacto con la herida. Secar el excedente de suero únicamente sobre la piel sana e intacta con una gasa estéril.

### Composición del producto

Cloruro de Sodio: 0,9 g  
Agua purificada, c.s.p.: 100 ml

Látex: no contiene látex.

Método de esterilización: filtración aséptica.

### Presentaciones

Producto	Formato	Monodosis / estuche	Ref. HARTMANN	CN
Lusan® Suero fisiológico	5 mL	30	292000	163268

### Etiquetado

Número de lote de 7 cifras:

ej.:

LOT Letra "G" seguida de 6 dígitos definidos en orden cronológica

Fecha de caducidad de 6 cifras:

ej.:



2019

Año

04

mes

Caducidad del producto: 3 años.

### Acondicionamiento

Lusan® Suero fisiológico se presenta acondicionado en monodosis de 5 ml, 30 monodosis por estuche. 12 estuches se empaquetan en una caja de transporte, sellada con cinta adhesiva, y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.