

Technical Data Sheet

Tiritas® EFFECT Calenturas



Descripción general del producto

Tiritas® EFFECT Calenturas son apósitos hidrocoloideos transparentes para el tratamiento discreto de calenturas en labios y nariz. El apósito hidrocoloide alivia el dolor y el picor y es particularmente suave y agradable, favoreciendo la curación de las calenturas.

El producto va acompañado de un espejo y unas pinzas para facilitar la aplicación y retirada de los apósitos.

Tiritas® EFFECT Calenturas lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase IIa (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tiritas® EFFECT Calenturas que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Tiritas® EFFECT Calenturas quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Indicaciones

Tiritas® EFFECT Calenturas están indicadas el tratamiento de calenturas en los labios y nariz.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso:

- Utilice solo el apósito si el cuerpo hidrocoloide cubre toda la superficie de la ampolla.
- Lávese las manos siempre antes y después de aplicar el apósito
- Aplicar el apósito sólo en pieles limpias, secas y exentas de grasa
- Retire el sobre
- En primer lugar, retire la película protectora azul de modo que quede descubierta una parte del lado adhesivo del apósito Utilice el espejo para aplicar la parte descubierta del apósito en la zona afectada del labio y manténgalo sujeto.
- Seguidamente, tire suavemente de la película protectora blanca que cubre la parte restante del apósito, aplicándolo posteriormente a lo largo del labio
- La zona infectada está perfectamente cubierta por la forma ergonómica.
- Retirar el apósito sólo cuando empiece a desprenderse
- Utilice las pinzas suministradas para retirarlo con cuidado. De este modo, evitará el contacto directo con la zona afectada.
- Limpie las pinzas con un paño humedecido con desinfectante, p. ej. etanol 70 %

Tiritas® EFFECT Calenturas**Condiciones especiales de uso:**

- Evite el contacto con las ampollas de la calentura a fin de minimizar el riesgo de transmisión a otras partes del cuerpo u otras personas
- No utilizar dentro de la boca o en contacto con la membrana mucosa
- No es apropiado para el tratamiento del herpes genital
- Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si las ampollas del herpes no sanan en un plazo de 10 - 12 días.
- Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si padece calenturas de forma repetida
- Los niños menores de 6 años pueden ahogarse o asfixiarse con este producto. Imprescindible el uso bajo supervisión paterna.
- Conserve los apósitos en un lugar fresco (no en el frigorífico), seco y fuera del alcance de los niños

Características del producto

| Partes | Materiales |
|-----------------|---|
| Apósito | Masa hidrocoloide adhesiva y transparente (grosor ultrafino 0,1 mm) |
| Papel protector | Papel siliconado blanco |

Propiedades específicas de producto

Látex: no contiene látex.

Biocompatibilidad testada conforme a EN ISO 10993-1,-5 y -10 (citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica).
Dermatológicamente testado.

Presentaciones

| Producto | Formato | Unidades / estuche | Ref. HARTMANN | CN |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------|
| Tiritas® EFFECT Calenturas | 1,7 x 1,2 cm | 16 | 536084 | 153244 |

Tiritas® EFFECT Calenturas**Etiquetado**

Número de lote de 9 cifras:

ej.:

| |
|-----|
| LOT |
|-----|

X

Año

XXX

Nº correlativo
del pedido

XX

Semana de
producción

12

Fabrica

XX

Dígito de control

Fecha de caducidad de 6 cifras:

ej.:



2019

Año

04

mes

Caducidad del producto: 3 años.

Acondicionamiento

Tiritas® EFFECT Calenturas se envasan en estuche y en caja de embalaje de acuerdo con las normas EN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.