

## Technical Data Sheet

# Tiritas® EFFECT Callos



### Descripción general del producto

Tiritas® EFFECT Callos son apósitos hidrocoloideos transparentes para el tratamiento de callos. El cuerpo hidrocoloide alivia el dolor y la presión y es particularmente suave y agradable. Los apósitos ablandan la piel queratinizada facilitando así la extracción del callo. El apósito es impermeable al agua, la suciedad y las bacterias. No contiene ácido salicílico.

Tiritas® EFFECT Callos lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase IIa (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tiritas® EFFECT Callos que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Tiritas® EFFECT Callos quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

### Indicaciones

Tiritas® EFFECT Callos están indicadas para el tratamiento efectivo de callos.

### Instrucciones de uso

#### Instrucciones de uso:

- Utilice el apósito sólo si la almohadilla hidrocoloide cubre totalmente el callo
- Lávese las manos y asegúrese de que la zona afectada está limpia, seca y libre de impurezas antes de adherir el apósito
- Retire la película protectora del lado adherente del apósito
- Adhiera el apósito en la zona afectada. Modele ligeramente los bordes para adaptar el apósito y obtener una óptima sujeción
- Retire el apósito cuando se desprenda por sí mismo
- En caso de querer retirar el apósito antes, humedezca el apósito con agua caliente durante unos segundos para que se desprenda con mayor facilidad

#### Condiciones especiales de uso:

- No utilice estos apósitos si existe una infección
- En caso de diabetes mellitus, consulte siempre con un médico antes de utilizar los apósitos
- Consulte siempre con un médico si el callo presenta signos de infección durante la utilización del apósito (p. ej. enrojecimiento, temperatura elevada, hinchazón o dolor)
- Conserve los apósitos en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños

## Tiritas® EFFECT Callos

### Características del producto

Partes	Materiales
Soporte	Film de poliuretano transparente, con adhesivo acrílico
Gasa	Masa hidrocoloide adhesiva y transparente (grosor 0,3 mm)
Papel protector	Papel siliconado blanco

### Propiedades específicas de producto

Látex: no contiene látex.

Biocompatibilidad testada conforme a EN ISO 10993-1,-5 y -10 (citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica).  
Dermatológicamente testado.

### Presentaciones

Producto	Formato	Unidades / estuche	Ref. HARTMANN	CN
Tiritas® EFFECT Callos	 6,0 x 1,8 cm	7	536998	202518

### Etiquetado

Número de lote de 9 cifras:

ej.:

<b>LOT</b>	X	XXX	XX	12	XX
	Año	Nº correlativo del pedido	Semana de producción	Fabrica	Dígito de control

Fecha de caducidad de 6 cifras:

ej.:



2019	04
Año	mes

Caducidad del producto: 3 años.

### Acondicionamiento

Tiritas® EFFECT Callos se envasan en estuche y en caja de embalaje de acuerdo con las normas EN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.