

Technical Data Sheet

Tiritas® EFFECT Spray Protect +



Descripción general del producto

Tiritas® EFFECT Spray Protect + es un apósito en spray. Tras su aplicación crea una película protectora fina y transparente con la que usted puede cubrir rápida y cómodamente pequeñas abrasiones, rozaduras y cortes superficiales. Esta película transparente y transpirable protege la herida contra la suciedad, las bacterias y el agua, permitiendo una excelente transpiración de la piel. La película que se crea contiene componentes adicionales para una protección básica contra la radiación UV-A y UV-B.

La película carece de olor y, al no contener alcohol ni propelentes orgánicos, no escuece. Garantiza una protección regular de la herida y está especialmente indicado para partes del cuerpo difícilmente accesibles. Su transparencia hace posible controlar la herida permanentemente. El apósito en espray se desprende de la piel por sí solo, no es necesario retirarlo.

Tiritas® EFFECT Spray Protect + lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Tiritas® EFFECT Spray Protect + que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y la eficacia de Tiritas® EFFECT Spray Protect + quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Indicaciones

Tiritas® EFFECT Spray Protect + está indicado para la cobertura rápida y cómoda de pequeños cortes superficiales, rozaduras y abrasiones para pacientes con piel normal. Indicado para partes del cuerpo difícilmente accesibles.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso:

- Limpiar la herida a fondo antes de la aplicación del apósito en espray
- En caso de heridas más graves debe desinfectarse la herida previamente
- La piel debería estar seca y libre de grasa
- Aplique una capa de la película en la herida a una distancia de 10 a 15 cm con un movimiento regular sobre la herida
- En caso necesario repita la aplicación al cabo de unos segundos

Condiciones especiales de uso:

- El apósito en espray no se debe aplicar en heridas infectadas, sangrantes o exudativas
- No hay que aplicar el apósito en espray en mucosas, tímpanos u ojos. En caso de aplicación accidental en estas zonas, aclare la parte afectada inmediatamente con abundante agua
- Si aparecen irritaciones en la piel o si ésta se enrojece, interrumpa el tratamiento. En caso de que los síntomas se intensifiquen o persistan, consulte con su médico

Tiritas® EFFECT Spray Protect +

- El apósito en spray es fácilmente inflamable por cuyo motivo debe emplearse solo en espacios bien ventilados
- Evite su aplicación cerca de llamas. Mantenga el producto alejado de los niños
- Para no disminuir la eficacia del apósito en spray, éste se debe almacenar a temperatura ambiente

Composición

Disiloxane, Trimethylsiloxysilicate, Trimethylsiloxypheyl Dimethicone, Ethylhexyl Metho-xycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate.

Propiedades específicas de producto

Solución:

Apariencia:	solución
Color:	transparente
Densidad (Paar, 20º):	0,78 g/ml

Producto acabado:

Peso neto:	16,8 g - 17,3 g
Olor:	carece de olor

Látex: no contiene látex.

Biocompatibilidad testada conforme a EN ISO 10993-1,-5 y -10 (citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica).
Dermatológicamente testado.

Presentaciones

Producto	Formato	Unidades / estuche	Ref. HARTMANN	CN
Tiritas® EFFECT Spray Protect +	21,5 mL	1	5357745	150703

Tiritas® EFFECT Spray Protect +**Etiquetado**

Número de lote de 9 cifras:

ej.:

LOT

X

Año

XXX

Nº correlativo
del pedido

XX

Semana de
producción

12

Fabrica

XX

Dígito de control

Fecha de caducidad de 6 cifras:

ej.:



2019

Año

04

mes

Caducidad del producto: 3 años.

Acondicionamiento

Tiritas® EFFECT Spray Protect + se envasa en estuche y en cajas de embalaje de acuerdo con las normas EN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.