

BODE X-Wipes® Safety Pack



Descripción general del producto

X-Wipes® Safety Pack es su ayuda versátil que garantiza el máximo cumplimiento de desinfección en áreas de alto riesgo con un uso fácil y conveniente al mismo tiempo.

X-Wipes® Safety Pack lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I.

Características

- Dispensador de seguridad con abertura integrada para el llenado y la dispensación de toallitas, que incorpora el rollo de toallitas X-Wipes® Safety Pack
- Flexibilidad conocida del sistema X-Wipes® Safety Pack combinada con una máxima seguridad higiénica, al no ser necesario el reprocesado
- Uso en áreas de alto riesgo
- Buena estabilidad
- Las toallitas de PET de alta calidad garantizan una liberación óptima de los ingredientes activos
- Apto para todos los desinfectantes líquidos de superficies de HARTMANN

Aplicaciones

X-Wipes® Safety Pack es especialmente para áreas de alto riesgo, sin embargo, también se recomienda para áreas de riesgo medio a bajo sin preocuparse por el reprocesado del dispensador. Por lo tanto, se recomienda para desinfectar la limpieza de superficies en todas las áreas de hospitales, hogares de ancianos, laboratorios, quirófanos, gastrología que requieren la máxima higiene, rentabilidad y conveniencia para el usuario, por ejemplo:

- En superficies de trabajo
- En camillas pacientes
- En superficies cercanas al paciente
- En superficies en salas de aislamiento
- Para evitar la contaminación cruzada en áreas críticas de higiene como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hematooncología, neonatología, unidad de quemados de cuidados intensivos
- En áreas que no tienen conexión de agua
- Donde no sea posible el reprocesado higiénico

BODE X-Wipes® Safety Pack

Instrucciones de uso

El paquete de seguridad X-Wipes® Safety Pack se puede usar con todos los desinfectantes líquidos para superficies de HARTMANN. El sistema se llena con 2,5 litros de solución desinfectante. Al preparar soluciones de uso, observe siempre la información de aplicación y seguridad del producto respectivo. Los desinfectantes rápidos a base de alcohol Están listos para usar y se usan sin diluir.

Relleno



1. Ponerse los guantes
2. Desenroscar la tapa
3. Añada 2.5 litros de solución desinfectante
4. Tire de la toallita a través de la abertura de dispensación
5. Enrosque la tapa nuevamente en el paquete de seguridad
6. Tiempo de uso: 28 días

Presentación

Producto	Formato	Ref. HARTMANN
X-Wipes® Safety Pack	90 toallitas	981479

Las soluciones utilizadas en X-Wipes® Safety Pack a menudo son diluciones de sustancias peligrosas que pueden requerir medidas especiales de protección / seguridad. Estos se pueden encontrar en las especificaciones de los productos respectivos. Observe siempre las normas generales de protección de la salud y la seguridad y el plan de higiene interna. No use X-Wipes® Safety Pack con mezclas o soluciones propias que no estén aprobadas para el mismo. Algunas sustancias como los peróxidos, los agentes diluyentes o los agentes oxidantes pueden causar deflagraciones o ignición espontánea.

BODE X-Wipes® Safety Pack

El tiempo de reposo de 28 días se recomienda siempre y cuando el producto permanezca cerrado correctamente. Cuando haya dispensado una toallita, siempre cierre firmemente la tapa. No utilice X-Wipes® Safety Pack para el almacenamiento o transporte de soluciones de uso.