



HU

Használati útmutató

Termékleírás

A HydroTac egy legelőtérző, vízálló és baktericidálisan ellenálló költő polietilén réteggel ellátott habosított, kiválóan ellenálló a mechanikus igénybevételrel szemben, primerrel bevonott polietilén polimerből álló, amely propilglikollal tartalmaz.

A HydroTac ComfortHydroTac SacralHydroTac Border Multistite emellett körbefutó, öntápláló polikarilát ragasztással bevont ragasztószelvény is rendelkezik.

Használati előnyök és jellemzők

A HydroTac nereszkiben vagy közepesen vastagok, granulálós és hámosodási fázisban lévő sebek kezelésére alkalmas.

A HydroTac professzionális használatra készült. A sebbezőző szakember a kötéscsere rálátásba a betegre először a beteg hozzáférhetősége (alkotók szakember felügyelete mellett).

Tulajdonságok és felhasználásuk

A HydroTac a sebeket és mustt képes arra, hogy elnyelje a sebzalódot, és kezdje a nedvességet. Az így létrejövő szűköség neves sebmű a szegélygútlásá osztónként. A sebel érintkezésén rétegen lévő gél megakadályozza, hogy a kötéser a sebbez ragadjon. Lehetővé teszi a fájdalommentes elmozdítást.

Mivel a HydroTac ComfortHydroTac SacralHydroTac Border Multistite öntápláló szelvényel rendelkezik, nincs szükség további anyagokra a kötéser rögzítéséhez.

Alkalmazási módszer

A kötés méretét úgy választja ki, hogy a sebéra a seb szélein kb. 1-2 cm-el túl érjen a seb környéké föl átlapolással függően. Ha szükséges, a HydroTac ComfortHydroTac concave köztároló szál önlvő mérete változó. A ragasztószelvények rendelkező felhelyezése előtt a környező bőr legelőt szedje, és ne legyen olaj vagy zsírosanyag a felületén.

HydroTacHydroTac concave: Húzza le az átlapozó védőfilmet a számozásnak megfelelően (1, 2) helyezésre a géllel impregnált oldalával a sebre. A rögzítéshez, kérjük, használjon megfelelő módszerok között.

Ragasztószelvények rendelkező: Húzza le az átlapozó védőfilmet a számozásnak megfelelően (1, 2) és helyezze a géllel impregnált oldalával a sebre, és nyomja rá jól a ragasztó szelvényt. Ügyeljen arra, hogy ne gyakoroljon nyomást a sebre) Ezután húzza le a számozásnak megfelelően (3, 4).

HydroTac Sacral: Húzza le az 1. számla fehér védőfilmet, és helyezze a géllel bevont Működési a sebre, majd nyomja rá jól a ragasztó szelvényt. Ezután húzza le a 2. számla védőfilmet az oldaláról, nyomja rá az öntápláló szelvényt. Ezután húzza le a védőfilmet a számozásnak megfelelően (3, 4).

Gyűződően meg róla, hogy a sebéra teljes felületén érintkezik a sebéalappal. A mély sebeket nem javasolt a HydroTac kötésekkel kezelni. A kötések akkor kell cserélni, ha ez klinikailag indokolt, vagy ha a kötések elválik a kötés szélétől.

A HydroTac a seben maradtath állhat hetet napot keresztül is.

Kötecsere alkalmasnál fogja meg a HydroTac egyik sarkát, és óvatosan húzza le, elkerülve a bőr sérülését.

Hulladék kezelése

A potenciális fertőzésveszély és a környezetszennyezés elkerülése érdekében a HydroTac eldobható részeit a helyi vonatkozó jogszabályok, irányelvek és fertőzésmegelőzési előírások szerint kell eldobni, nem szabad a szennyvízbe önteni.

Lehetséges mellékhatások

Mint minden más orvosi eszköz esetén, ennek a terméknek is lehetnek mellékhatásai, amelyek nem jelentkeznek mindenkinél.

A HydroTac általános mellékhatásai: Ritka esetekben a HydroTac allergia reakciókat okozhat. Ritka esetekben a HydroTac lokális irritációt okozhat (vörösítés, pirodás, megdagadás stb.).

Ritka esetekben a HydroTac túl erősen tapadhat. Nagyon ritka esetekben a HydroTac a bőr sérülést okozhatja.

Ritka ritka esetekben a HydroTac egy része a sebbe ragadhat.

Ellenjavallatok

A HydroTac nem alkalmazható olyan betegeknek, akiknél a kötéser bármely összetevővel, különösen propilglikollal, polietilénnel vagy akrilpoliár ragasztókkal szemben intoleranciájuk áll fenn. További információkat forduljon a gyártóhoz.

Öntételek

A nehezen gyógyuló sebek kezelése előtt a seb átlapolását, illetve a sebzógyulást zavaró okainak megküzeléséhez orvosi szakvélemény szükséges. A HydroTac-kezelés a sebzógyulást zavaró oki terápiájaként nem helyettesíti.

A klinikailag feltételezett sebek és a nyitott csontok és inak esetében a HydroTac csak orvosi felügyelet mellett használható. Teljes vastagságú műsőr- és harnadokú égési sérüléseknél a HydroTac alkalmazása orvosi felügyelet mellett csak a nekrotikus szövet eldobásának révén történő eltávolítása vagy sebbező kezelés után lehetséges.

Né alkalmas a HydroTac kötések oxidálószerrel, például hidrogén-peroxidtal oldatosokkal vagy hidrogén-peroxidtal együtt. Ez sérülést okozhat a kötésekben.

A HydroTac használatát nem tesszük ki és alatti gyermekeknek, teljes vagy részleges anatómia, különösen a kötésekkel való érintkezés esetén, ezekben a populációk csoportokban a kötések öntápláló sebek kezelésére alkalmatlanok, az orvos ajánlása alapján.

Egyes használatos orvosi eszközök veszélyesülhetnek felhasználásuk. Az üpoli használata érdekében a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát. A termék használata során a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát. A termék használata során a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát.

Megjegyzés a felhasználóknak és a betegeknek: jelenben bármilyen súlyosabb eseményt, amely az eszközzel kapcsolatban esetleg fellépne, a gyártó, illetve annak a tagállamnak a illetékes hatóság felé, amelyben a felhasználó ésszáv a beteg el

Általános utasítások

A szövegben szereplő kártyák, amelyek a HydroTac kötések való hivatkozású értekezők rendelkezésére állnak minden bemutatott formában vonatkozik.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019-07-12 HU – HARTMANN-RICO Hungaria Kft. 2051 Bátorbágy, Budapest

RU

Инструкция по применению

Описание изделия

HydroTac – гибридная повязка, с водонепроницаемым, водостойким и устойчивым к воздействию агрессивных сред из полиуретана, с внешней стороны, примененной кран, повязка покрывает гидрогелевый слой, его состоит из водородсодержащего гибридного полимера на основе смеси полиуретана и полиметилена, содержащего пропелленгликоль.

Кроме того, повязка HydroTac ComfortHydroTac SacralHydroTac Border Multistite дополнительно имеет самоклеящийся край, покрывающий поликарбонатным клеем.

Использование по назначению/показаниям

HydroTac предназначен для лечения ран с чёткими границами и эпителизацией при нахождении или умеренном количестве раневого отделяемого.

HydroTac предназначен для применения специалистами в лечении ран, специалистами по уходу за кожей могут делегировать своим повязка пациентам или/или родственникам применение неспециалистом под руководством специалиста.

Свойства и принцип действия

Благодаря своей структуре, HydroTac может поглощать экссудат из ран, так и наоборот, влагу в рану. Повязка обеспечивает создание влажной среды в ране, что стимулирует процесс ее заживления. Гидрогель, находящийся на прилегающей к ране внутренней поверхности, препятствует прилипанию повязки к ране.

Эта особенность атравматично снимается повязки. Благодаря самоклеящемуся краю, повязка HydroTac Comfort / HydroTac Sacral / HydroTac Border Multistite не требуют дополнительных материалов для фиксации.

Указания по применению

Подберите размер повязки так, чтобы покрывала за рану выступала на 1-2 см. При этом, в зависимости от состояния окружающих рану кожных тканей, на 1-2 см. При необходимости, HydroTac concave можно обрезать, до необходимого размера стерильными инструментами. Окружающая кожа должна быть сухой, перед наклеиванием повязки с клеевыми краями не следует очищать от масла и загрязнений.

Для повязки без клеевых краев: Снимите бумажную защитную пленку в указанной последовательности (1, затем 2) и нанесите повязку полностью, следуя стороной на рану. Закрепите при необходимости дополнительную повязку.

Для повязки с клеевыми краями: Снимите бумажную защитную пленку в указанной последовательности (1, затем 2) и нанесите повязку полностью, следуя стороной на рану. Затем плотно прижмите клеевые края к ране. (Следите за тем, чтобы не оказывать давление на рану). Снимите защитный слой повязки в указанной последовательности (3, затем 4).

HydroTac Sacral: Húzza le az 1. számla fehér védőfilmet, és helyezze a géllel bevont Működési a sebre, majd nyomja rá jól a ragasztó szelvényt. Ezután húzza le a 2. számla védőfilmet az oldaláról, nyomja rá az öntápláló szelvényt. Ezután húzza le a védőfilmet a számozásnak megfelelően (3, 4).

Gyűződően meg róla, hogy a sebéra teljes felületén érintkezik a sebéalappal. A mély sebeket nem javasolt a HydroTac kötésekkel kezelni. A kötések akkor kell cserélni, ha ez klinikailag indokolt, vagy ha a kötések elválik a kötés szélétől.

A HydroTac a seben maradtath állhat hetet napot keresztül is.

Kötecsere alkalmasnál fogja meg a HydroTac egyik sarkát, és óvatosan húzza le, elkerülve a bőr sérülését.

Hulladék kezelése

A potenciális fertőzésveszély és a környezetszennyezés elkerülése érdekében a HydroTac eldobható részeit a helyi vonatkozó jogszabályok, irányelvek és fertőzésmegelőzési előírások szerint kell eldobni, nem szabad a szennyvízbe önteni.

Lehetséges mellékhatások

Mint minden más orvosi eszköz esetén, ennek a terméknek is lehetnek mellékhatásai, amelyek nem jelentkeznek mindenkinél.

A HydroTac általános mellékhatásai: Ritka esetekben a HydroTac allergia reakciókat okozhat. Ritka esetekben a HydroTac lokális irritációt okozhat (vörösítés, pirodás, megdagadás stb.).

Ritka esetekben a HydroTac túl erősen tapadhat. Nagyon ritka esetekben a HydroTac a bőr sérülést okozhatja.

Ritka ritka esetekben a HydroTac egy része a sebbe ragadhat.

Ellenjavallatok

A HydroTac nem alkalmazható olyan betegeknek, akiknél a kötéser bármely összetevővel, különösen propilglikollal, polietilénnel vagy akrilpoliár ragasztókkal szemben intoleranciájuk áll fenn. További információkat forduljon a gyártóhoz.

Öntételek

A nehezen gyógyuló sebek kezelése előtt a seb átlapolását, illetve a sebzógyulást zavaró okainak megküzeléséhez orvosi szakvélemény szükséges. A HydroTac-kezelés a sebzógyulást zavaró oki terápiájaként nem helyettesíti.

A klinikailag feltételezett sebek és a nyitott csontok és inak esetében a HydroTac csak orvosi felügyelet mellett használható. Teljes vastagságú műsőr- és harnadokú égési sérüléseknél a HydroTac alkalmazása orvosi felügyelet mellett csak a nekrotikus szövet eldobásának révén történő eltávolítása vagy sebbező kezelés után lehetséges.

Né alkalmas a HydroTac kötések oxidálószerrel, például hidrogén-peroxidtal oldatosokkal vagy hidrogén-peroxidtal együtt. Ez sérülést okozhat a kötésekben.

A HydroTac használatát nem tesszük ki és alatti gyermekeknek, teljes vagy részleges anatómia, különösen a kötésekkel való érintkezés esetén, ezekben a populációk csoportokban a kötések öntápláló sebek kezelésére alkalmatlanok, az orvos ajánlása alapján.

Egyes használatos orvosi eszközök veszélyesülhetnek felhasználásuk. Az üpoli használata érdekében a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát. A termék használata során a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát.

Megjegyzés a felhasználóknak és a betegeknek: jelenben bármilyen súlyosabb eseményt, amely az eszközzel kapcsolatban esetleg fellépne, a gyártó, illetve annak a tagállamnak a illetékes hatóság felé, amelyben a felhasználó ésszáv a beteg el

Általános utasítások

A szövegben szereplő kártyák, amelyek a HydroTac kötések való hivatkozású értekezők rendelkezésére állnak minden bemutatott formában vonatkozik.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019-07-12 HU – HARTMANN-RICO Hungaria Kft. 2051 Bátorbágy, Budapest

Инструкция по применению

HydroTac – гибридная повязка, с водонепроницаемым, водостойким и устойчивым к воздействию агрессивных сред из полиуретана, с внешней стороны, примененной кран, повязка покрывает гидрогелевый слой, его состоит из водородсодержащего гибридного полимера на основе смеси полиуретана и полиметилена, содержащего пропелленгликоль.

Кроме того, повязка HydroTac ComfortHydroTac SacralHydroTac Border Multistite дополнительно имеет самоклеящийся край, покрывающий поликарбонатным клеем.

Использование по назначению/показаниям

HydroTac предназначен для лечения ран с чёткими границами и эпителизацией при нахождении или умеренном количестве раневого отделяемого.

HydroTac предназначен для применения специалистами в лечении ран, специалистами по уходу за кожей могут делегировать своим повязка пациентам или/или родственникам применение неспециалистом под руководством специалиста.

Свойства и принцип действия

Благодаря своей структуре, HydroTac может поглощать экссудат из ран, так и наоборот, влагу в рану. Повязка обеспечивает создание влажной среды в ране, что стимулирует процесс ее заживления. Гидрогель, находящийся на прилегающей к ране внутренней поверхности, препятствует прилипанию повязки к ране.

Эта особенность атравматично снимается повязки. Благодаря самоклеящемуся краю, повязка HydroTac Comfort / HydroTac Sacral / HydroTac Border Multistite не требуют дополнительных материалов для фиксации.

Указания по применению

Подберите размер повязки так, чтобы покрывала за рану выступала на 1-2 см. При этом, в зависимости от состояния окружающих рану кожных тканей, на 1-2 см. При необходимости, HydroTac concave можно обрезать, до необходимого размера стерильными инструментами. Окружающая кожа должна быть сухой, перед наклеиванием повязки с клеевыми краями не следует очищать от масла и загрязнений.

Для повязки без клеевых краев: Снимите бумажную защитную пленку в указанной последовательности (1, затем 2) и нанесите повязку полностью, следуя стороной на рану. Закрепите при необходимости дополнительную повязку.

Для повязки с клеевыми краями: Снимите бумажную защитную пленку в указанной последовательности (1, затем 2) и нанесите повязку полностью, следуя стороной на рану. Затем плотно прижмите клеевые края к ране. (Следите за тем, чтобы не оказывать давление на рану). Снимите защитный слой повязки в указанной последовательности (3, затем 4).

HydroTac Sacral: Húzza le az 1. számla fehér védőfilmet, és helyezze a géllel bevont Működési a sebre, majd nyomja rá jól a ragasztó szelvényt. Ezután húzza le a 2. számla védőfilmet az oldaláról, nyomja rá az öntápláló szelvényt. Ezután húzza le a védőfilmet a számozásnak megfelelően (3, 4).

Gyűződően meg róla, hogy a sebéra teljes felületén érintkezik a sebéalappal. A mély sebeket nem javasolt a HydroTac kötésekkel kezelni. A kötések akkor kell cserélni, ha ez klinikailag indokolt, vagy ha a kötések elválik a kötés szélétől.

A HydroTac a seben maradtath állhat hetet napot keresztül is.

Kötecsere alkalmasnál fogja meg a HydroTac egyik sarkát, és óvatosan húzza le, elkerülve a bőr sérülését.

Hulladék kezelése

A potenciális fertőzésveszély és a környezetszennyezés elkerülése érdekében a HydroTac eldobható részeit a helyi vonatkozó jogszabályok, irányelvek és fertőzésmegelőzési előírások szerint kell eldobni, nem szabad a szennyvízbe önteni.

Lehetséges mellékhatások

Mint minden más orvosi eszköz esetén, ennek a terméknek is lehetnek mellékhatásai, amelyek nem jelentkeznek mindenkinél.

A HydroTac általános mellékhatásai: Ritka esetekben a HydroTac allergia reakciókat okozhat. Ritka esetekben a HydroTac lokális irritációt okozhat (vörösítés, pirodás, megdagadás stb.).

Ritka esetekben a HydroTac túl erősen tapadhat. Nagyon ritka esetekben a HydroTac a bőr sérülést okozhatja.

Ritka ritka esetekben a HydroTac egy része a sebbe ragadhat.

Ellenjavallatok

A HydroTac nem alkalmazható olyan betegeknek, akiknél a kötéser bármely összetevővel, különösen propilglikollal, polietilénnel vagy akrilpoliár ragasztókkal szemben intoleranciájuk áll fenn. További információkat forduljon a gyártóhoz.

Öntételek

A nehezen gyógyuló sebek kezelése előtt a seb átlapolását, illetve a sebzógyulást zavaró okainak megküzeléséhez orvosi szakvélemény szükséges. A HydroTac-kezelés a sebzógyulást zavaró oki terápiájaként nem helyettesíti.

A klinikailag feltételezett sebek és a nyitott csontok és inak esetében a HydroTac csak orvosi felügyelet mellett használható. Teljes vastagságú műsőr- és harnadokú égési sérüléseknél a HydroTac alkalmazása orvosi felügyelet mellett csak a nekrotikus szövet eldobásának révén történő eltávolítása vagy sebbező kezelés után lehetséges.

Né alkalmas a HydroTac kötések oxidálószerrel, például hidrogén-peroxidtal oldatosokkal vagy hidrogén-peroxidtal együtt. Ez sérülést okozhat a kötésekben.

A HydroTac használatát nem tesszük ki és alatti gyermekeknek, teljes vagy részleges anatómia, különösen a kötésekkel való érintkezés esetén, ezekben a populációk csoportokban a kötések öntápláló sebek kezelésére alkalmatlanok, az orvos ajánlása alapján.

Egyes használatos orvosi eszközök veszélyesülhetnek felhasználásuk. Az üpoli használata érdekében a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát. A termék használata során a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát.

Megjegyzés a felhasználóknak és a betegeknek: jelenben bármilyen súlyosabb eseményt, amely az eszközzel kapcsolatban esetleg fellépne, a gyártó, illetve annak a tagállamnak a illetékes hatóság felé, amelyben a felhasználó ésszáv a beteg el

Általános utasítások

A szövegben szereplő kártyák, amelyek a HydroTac kötések való hivatkozású értekezők rendelkezésére állnak minden bemutatott formában vonatkozik.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019-07-12 HU – HARTMANN-RICO Hungaria Kft. 2051 Bátorbágy, Budapest

Инструкция по применению

HydroTac – гибридная повязка, с водонепроницаемым, водостойким и устойчивым к воздействию агрессивных сред из полиуретана, с внешней стороны, примененной кран, повязка покрывает гидрогелевый слой, его состоит из водородсодержащего гибридного полимера на основе смеси полиуретана и полиметилена, содержащего пропелленгликоль.

Кроме того, повязка HydroTac ComfortHydroTac SacralHydroTac Border Multistite дополнительно имеет самоклеящийся край, покрывающий поликарбонатным клеем.

Использование по назначению/показаниям

HydroTac предназначен для лечения ран с чёткими границами и эпителизацией при нахождении или умеренном количестве раневого отделяемого.

HydroTac предназначен для применения специалистами в лечении ран, специалистами по уходу за кожей могут делегировать своим повязка пациентам или/или родственникам применение неспециалистом под руководством специалиста.

Свойства и принцип действия

Благодаря своей структуре, HydroTac может поглощать экссудат из ран, так и наоборот, влагу в рану. Повязка обеспечивает создание влажной среды в ране, что стимулирует процесс ее заживления. Гидрогель, находящийся на прилегающей к ране внутренней поверхности, препятствует прилипанию повязки к ране.

Эта особенность атравматично снимается повязки. Благодаря самоклеящемуся краю, повязка HydroTac Comfort / HydroTac Sacral / HydroTac Border Multistite не требуют дополнительных материалов для фиксации.

Указания по применению

Подберите размер повязки так, чтобы покрывала за рану выступала на 1-2 см. При этом, в зависимости от состояния окружающих рану кожных тканей, на 1-2 см. При необходимости, HydroTac concave можно обрезать, до необходимого размера стерильными инструментами. Окружающая кожа должна быть сухой, перед наклеиванием повязки с клеевыми краями не следует очищать от масла и загрязнений.

Для повязки без клеевых краев: Снимите бумажную защитную пленку в указанной последовательности (1, затем 2) и нанесите повязку полностью, следуя стороной на рану. Закрепите при необходимости дополнительную повязку.

Для повязки с клеевыми краями: Снимите бумажную защитную пленку в указанной последовательности (1, затем 2) и нанесите повязку полностью, следуя стороной на рану. Затем плотно прижмите клеевые края к ране. (Следите за тем, чтобы не оказывать давление на рану). Снимите защитный слой повязки в указанной последовательности (3, затем 4).

HydroTac Sacral: Húzza le az 1. számla fehér védőfilmet, és helyezze a géllel bevont Működési a sebre, majd nyomja rá jól a ragasztó szelvényt. Ezután húzza le a 2. számla védőfilmet az oldaláról, nyomja rá az öntápláló szelvényt. Ezután húzza le a védőfilмет a számozásnak megfelelően (3, 4).

Gyűzőдően meg róla, hogy a sebéra teljes felületén érintkezik a sebéalappal. A mély sebeket не javasolt a HydroTac kötésekkel kezelni. A kötések akkor kell cserélni, ha ez klinikailag indokolt, vagy ha a kötések elválik a kötés szélétől.

A HydroTac a seben maradtath állhat hetet napot keresztül is.

Kötecsere alkalmasnál fogja meg a HydroTac egyik sarkát, és óvatosan húzza le, elkerülve a bőr sérülését.

Hulladék kezelése

A potenciális fertőzésveszély és a környezetszennyezés elkerülése érdekében a HydroTac eldobható részeit a helyi vonatkozó jogszabályok, irányelvek és fertőzésmegelőzési előírások szerint kell eldobni, не szabad a szennyvízbe önteni.

Lehetséges mellékhatások

Mint minden más orvosi eszköz esetén, ennek a terméknek is lehetnek mellékhatásai, amelyek не jelentkeznek mindenkinél.

A HydroTac általános mellékhatásai: Ritka esetekben a HydroTac allergia reakciókat okozhat. Ritka esetekben a HydroTac lokális irritációt okozhat (vörösítés, pirodás, megdagadás stb.).

Ritka esetekben a HydroTac túl erősen tapadhat. Nagyon ritka esetekben a HydroTac a bőr sérülést okozhatja.

Ritka ritka esetekben a HydroTac egy része a sebbe ragadhat.

Ellenjavallatok

A HydroTac не alkalmazható olyan betegeknek, akiknél a kötéser bármely összetevővel, különösen propilglikollal, polietilénnel vagy akrilpoliár ragasztókkal szemben intoleranciájuk áll fenn. További információkat forduljon a gyártóhoz.

Öntéтелек

A nehezen gyógyuló sebek kezelése előtt a seb átlapolását, illetve a sebzógyulást zavaró okainak megküzeléséhez orvosi szakvélemény szükséges. A HydroTac-kezelés a sebzógyulást zavaró oki terápiájaként не helyettesíti.

A klinikailag feltételezett sebek és a nyitott csontok és inak esetében a HydroTac csak orvosi felügyelet mellett használható. Teljes vastagságú műsőr- és harnadokú égési sérüléseknél a HydroTac alkalmazása orvosi felügyelet mellett csak a nekrotikus szövet eldobásának révén történő eltávolítása vagy sebbező kezelés után lehetséges.

Né alkalmas a HydroTac kötések oxidálószerrel, például hidrogén-peroxidtal oldatosokkal vagy hidогέν-peroxidtal együtt. Ez sérülést okozhat a kötésekben.

A HydroTac használatát не tesszük ki és alatti gyermekeknek, teljes vagy részleges anatómia, különösen a kötésekkel való érintkezés esetén, ezekben a populációk csoportokban a kötések öntápláló sebek kezelésére alkalmatlanok, az orvos ajánlása alapján.

Egyes használatos orvosi eszközök veszélyesülhetnek felhasználásuk. Az üpoli használata érdekében a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát. A termék használata során a felhasználóknak meg kell érteni a termék használatát.

Megjegyzés a felhasználóknak és a betegeknek: jelenben bármilyen súlyosabb eseményt, amely az eszközzel kapcsolatban esetleg fellépne, a gyártó, illetve annak a tagállamnak a illetékes hatóság felé, amelyben a felhasználó ésszáv a beteg el

Általános utasítások

A szövegben szereplő kártyák, amelyek a HydroTac kötések való hivatkozású értekezők rendelkezésére állnak minden bemutatott formában vonatkozik.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019-07-12 HU – HARTMANN-RICO Hungaria Kft. 2051 Bátorbágy, Budapest

Инструкция по применению

HydroTac – гибридная повязка, с водонепроницаемым, водостойким и устойчивым к воздействию агрессивных сред из полиуретана, с внешней стороны, примененной кран, повязка покрывает гидрогелевый слой, его состоит из водородсодержащего гибридного полимера на основе смеси полиуретана и полиметилена, содержащего пропелленгликоль.

Кроме того, повязка HydroTac ComfortHydroTac SacralHydroTac Border Multistite дополнительно имеет самоклеящийся край, покрывающий поликарбонатным клеем.

Использование по назначению/показаниям

HydroTac предназначен для лечения ран с чёткими границами и эпителизацией при нахождении или умеренном количестве раневого отделяемого.

HydroTac предназначен для применения специалистами в лечении ран, специалистами по уходу за кожей могут делегировать своим повязка пациентам или/или родственникам применение неспециалистом под



<div>DE</div> <div>Gebruiksaanwijzing</div> <div><p>Produktbeschreibung</p><p>HydroTact[®] ist ein Schaumstoffverband mit einer gasdurchlässigen, flüssigkeits- und wasserabweisenden Beschichtung aus Polyurethan. Der gelblich-weiße, gelblich-weiße und milchig-weiße HydroTact besteht aus einem wasserhaltigen Polyurethan/Polyurethan-Hybrid-Polymer, das Propylenglykol enthält.</p><p>HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate verfügen zusätzlich über einen unumlaufenden, selbsthaftenden Klebverband, der mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist.</p><p>Verwendungszweck/Indikationen</p><p>HydroTact eignet sich für die Behandlung von Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase mit geringer bis mäßiger Sekretion.</p><p>HydroTact ist geeignet für die Behandlung von Wunden, die durch Verbrennungen, Wundheilungsstörungen können den Verbandwechsel an Patienten und/oder Familienangehörige delegieren (Durchführung durch Laien unter Anleitung von Fachkräften).</p><p>Eigenschaften und Wirkungsweise</p><p>Die Struktur von HydroTact erlaubt die Aufnahme von Wundsekret und die Abgabe von Feuchtigkeit. Hierdurch stellt sich das notwendige feuchte Wundmilieu ein, das stimulierend auf die Wundheilung wirkt. Das wundbegleitende Gel verhindert ein Verkleben mit der Wunde entgegen. Es ermöglicht ein automatisches Verkleben des HydroTact mit der Wunde. HydroTact ist ein wasserabweisendes, selbsthaftendes Klebverband, das mit einem unumlaufenden Klebverband versehen, sind hier keine zusätzlichen Materialien für die Verbandfertigung notwendig.</p><p>Anwendungshinweise</p><p>Den Verband in der Größe so auswählen, dass die Wundränder des Verbandes, abzüglich der Klebefläche, mindestens 2 cm (1-2 cm) falls erforderlich, kann HydroTact/HydroTact concave auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden; dafür darf nur eine sterile Schere verwendet werden. Die umliegende Haut sollte trocken und frei von Oberflächenfett und Verschmutzungen sein, bevor Produkte mit unumlaufendem Klebverband angebracht werden.</p><p>Produkte ohne unumlaufenden Klebverband: Die weiß/schwarze HydroTact entsprechend der Nummerierung (1-6, 2) abziehen und den Verband mit der gelbeschichteten Seite auf die Wunde legen. Zur Fixierung bietet einen geeigneten Sekundärverband verwenden.</p><p>Produkte mit unumlaufendem Klebverband: Die weiß/schwarze HydroTact entsprechend der Nummerierung (1-6, 2) abziehen, den Verband mit der gelbeschichteten Seite auf die Wunde legen und den Klebverband gut andrücken. (Sorgsam darauf achten, keinen Druck auf die Wunde auszuüben.) Die Klebefläche entsprechend der Nummerierung (3-6, 4) abziehen.</p><p>HydroTact, Sacral: Die weiß/schwarze mit der Nummerierung 1 abziehen, den Verband mit dem gesamten Wundgrund streifen. Von der Behandlung fertig und untermerter Wund nicht HydroTact ist abzutrennen. Der Verband muss gewechselt werden, wenn dies klinisch indiziert oder Wundsekret an den Kanten des Verbands sichtbar ist.</p><p>HydroTact kann bis zu sieben Tage auf die Wunde verbleiben.</p><p>HydroTact zum Verbandwechsel an einer Ecke leicht lösen und vorsichtig abziehen, um ein Skin Stripping (Abösen der obersten Hautschicht) zu vermeiden.</p><p>Produktlösungen</p><p>Um das Risiko potentieller Infektionsgefahren oder einer Unwohlverschmutzung zu minimieren, sollten die HydroTact/Wundverbände gemäß folgenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entorgt werden.</p><p>Mögliche Nebenwirkungen</p><p>Wie jedes andere Medizinprodukt kann auch dieses Produkt Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem Patienten auftreten und/oder schwerwiegend sein können.</p><p>Allgemeine Nebenwirkungen von HydroTact:</p><p>In seltenen Fällen kann HydroTact eine allergische Reaktion hervorrufen.</p><p>In seltenen Fällen kann HydroTact eine lokale Hautreaktion verursachen (Rötzung, Rötung, Schwellung usw.).</p><p>In seltenen Fällen kann HydroTact zu stark haften.</p><p>In sehr seltenen Fällen kann HydroTact zu Skin Stripping (Abösen der obersten Hautschicht) führen.</p><p>In sehr seltenen Fällen können Teile von HydroTact in der Wunde verbleiben.</p><p>Kontraindikationen</p><p>Nicht an Patienten mit einer Unverträglichkeit gegen einen der Bestandteile, insbesondere Propylen glykol, Polyurethan oder auf Acrylat basierten Kleber, anwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.</p><p>Vorsichtsmaßnahmen</p><p>Bei jeder Behandlung von Wunden mit beeinträchtigter Heilungstendenz ist eine ärztliche Beurteilung des Wundzustandes und der Ursache der Wundheilungsstörung notwendig. Die Behandlung mit HydroTact kann eine kausale Behandlung der Wundheilungsstörungen nicht ersetzen.</p><p>In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.</p><p>Response of a single-use medical device is dangerous. Repressing devices, in order to reuse them, may severely damage their integrity and their performance. Information available on request.</p><p>Note to the user and patient: Please report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p><p>General instructions</p><p>Any reference to HydroTact contained in the text, refers to all presentations; unless otherwise specified.</p><p>Date of revision of the text: 2019-07-12</p><p>DA – PAUL HARTMANN P.A. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113 GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greaves Manchester OL10 2TT DE – HARTMANN South Africa - Nottingham, 2162</p><p>Hinweis an Anwender und Patient: Bitte melden Sie schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten sind, an den Hersteller und die zuständige Behörde in dem Mitgliedsstaat, in dem sich Anwender und/oder Patient befinden.</p><p>Allgemeine Hinweise</p><p>* Wenn HydroTact im folgenden Text genannt wird, bezieht sich dies auf alle Aufmachungen, davon abweichende Ausnahmen sind ausdrücklich erwähnt.</p><p>Stand der Information: 2019-07-12</p><p>DE – PAUL HARTMANN AG PAUL HARTMANN-Strasse 12 - 89522 HEIDENHOFEN, GERMANY PAUL HARTMANN Ges.m.b.H. - 2335 Wiener Neudorf CH – IVF HARTMANN AG - 8212 Neuhausen</p></div>	<div>EN</div> <div>Instructions for use</div> <div><p>Product description</p><p>HydroTact[®] is a foam dressing with a gas-permeable, waterproof and bacteria resistant outer layer made of polyurethane, coated with a hydrogel layer. The gel consists of a water-containing polyurea / hybrid polyurethane-polymer, containing propylene glycol. In addition, HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate have an adhesive border, coated with a polyacrylate adhesive.</p><p>HydroTact is suitable for the treatment of wounds during the granulation and epithelialization phases with low to moderate exudation.</p><p>HydroTact is intended to be applied by wound care professionals. Wound care professionals may delegate dressing changes to patients and/or their relatives (non-professionals) under supervision of a professional (nurse) (dressing changes under supervision of nursing).</p><p>Properties and mode of action</p><p>Due to its structure, HydroTact can absorb wound exudate and release moisture. This provides the necessary moist wound environment which has a stimulating effect on wound healing. The gel on the side of the wound-contact layer prevents the dressing from sticking to the wound. It enables an automatic dressing change.</p><p>As HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate have an adhesive border, no additional materials are needed to secure the dressing.</p><p>Mode of application</p><p>Select dressing size such that the wound pad overlaps the edges of the wound, depending on pre-wound skin condition (approx. 1 – 2 cm). If needed, the product HydroTact/ HydroTact concave may be cut to desired size, using sterile scissors only. Surrounding skin should be dry and free of surface oils and contaminants before application of products with adhesive border.</p><p>Product without adhesive border: Remove the white protective foil following the numbering (1 & 2), place the dressing with the gel-coated side onto the wound.</p><p>For fixation please use a suitable secondary dressing.</p><p>Product with adhesive border: Remove the white protective foil following the numbering (1 & 2), place the dressing with the gel-coated side onto the wound and firmly press down on the adhesive edges. (Folding care that no pressure is applied to the wound.) Remove the protective top layer following the numbering (3 & 4).</p><p>HydroTact, Sacral: Remove the white backing foil number 1, place the dressing with the gel-coated side on the wound and firmly press down on the adhesive edges. Then remove the remaining backing tops number 2 from the sides and press down the adhesive edges. Remove the protective top layer following the numbering (3 & 4).</p><p>Make sure that the entire exposed wound bed is covered by the wound pad. Deep, tunneled wounds should not be treated with HydroTact. The dressing should be changed when clinically indicated or when exudate becomes visible at the edges of the dressing.</p><p>HydroTact may remain on the wound for up to seven days.</p><p>To change the dressing, detach HydroTact slightly at one edge and remove it carefully to avoid skin stripping.</p><p>Product Disposal</p><p>To minimize the risk of potential infection hazards or environmental pollution, disposable components of HydroTact should follow disposal procedures according to applicable and local laws, rules, regulations and infection prevention standards.</p><p>Possible adverse events</p><p>As any other medical device, this product can have side effects, which does not occur for everybody.</p><p>General side effects of HydroTact:</p><p>In rare cases HydroTact may cause allergic reactions.</p><p>In rare cases HydroTact may cause local skin reactions (irritation, redness, swelling, etc.).</p><p>Patients should not use HydroTact if they are allergic to any of the components.</p><p>In very rare cases HydroTact may cause skin stripping.</p><p>In very rare cases parts of HydroTact may remain in the wound.</p><p>Contraindications</p><p>Do not use HydroTact on patients with an intolerance to any of its ingredients, especially propylene glycol, polyurethane or acrylic based adhesive. Contact the manufacturer for additional information.</p><p>In sensitive cases HydroTact may cause a local allergic reaction (redness, itching, swelling, etc.).</p><p>In very rare cases HydroTact may cause skin stripping.</p><p>In very rare cases HydroTact may remain in the wound.</p><p>Precautions</p><p>Prior to the treatment of wounds with impaired healing, a medical assessment of the wound condition and the cause of the healing disorder should be undertaken. Treatment with HydroTact cannot replace the treatment of the underlying cause of impaired healing.</p><p>In the case of clinically infected wounds and in areas with exposed bones and tendons, HydroTact should only be used under medical supervision.</p><p>In the event of full thickness second degree and third degree burns, HydroTact may be used under medical supervision following debridement of necrotic tissue or surgical treatment.</p><p>Do not use HydroTact in conjunction with oxidants such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide. This can damage the wound dressing.</p><p>The use of HydroTact on children under 5 years, pregnant and breastfeeding women has not been established. Caution should be undertaken by your attending physician or wound care specialist.</p><p>In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.</p><p>Response of a single-use medical device is dangerous. Repressing devices, in order to reuse them, may severely damage their integrity and their performance. Information available on request.</p><p>Note to the user and patient: Please report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p><p>General instructions</p><p>Any reference to HydroTact contained in the text, refers to all presentations; unless otherwise specified.</p><p>Date of revision of the text: 2019-07-12</p><p>DA – PAUL HARTMANN P.A. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113 GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greaves Manchester OL10 2TT DE – HARTMANN South Africa - Nottingham, 2162</p></div>	<div>FR</div> <div>Mode d'emploi</div> <div><p>Description du produit</p><p>HydroTact[®] est un pansement hydrocollaïque recouvert sur la face externe d'un film en polyuréthane qui permet l'échange gazeux et est imperméable à l'eau et à l'air. Le gel est composé d'un polymère hybride polyuréthane/polyuréthane, contenant du propylène glycol. En outre, HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate ont une bande adhésive, recouverte d'un adhésif polyacrylate.</p><p>HydroTact est adapté pour le traitement de plaies durant la phase de granulation et d'épithélialisation avec une faible à modérée exsudation.</p><p>HydroTact est particulièrement indiqué pour le soin des plaies durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation légitimement et modérément exsudative.</p><p>HydroTact est destiné à être appliqué par des spécialistes du traitement des plaies. Le personnel spécialisé peut déléguer le changement de bandage aux patients ou à leurs proches (non-professionnels sous la supervision de professionnels).</p><p>Utilisation prévue / Indications</p><p>HydroTact est particulièrement indiqué pour le soin des plaies durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation légitimement et modérément exsudative.</p><p>HydroTact est destiné à être appliqué par des spécialistes du traitement des plaies. Le personnel spécialisé peut déléguer le changement de bandage aux patients ou à leurs proches (non-professionnels sous la supervision de professionnels).</p><p>Propriétés et mode d'action</p><p>Grâce à sa structure, HydroTact peut absorber l'exsudat de la plaie et libérer l'humidité. Cela crée un environnement humide qui stimule le processus de guérison de la plaie. Le gel sur le côté de la plaie empêche le pansement d'adhérer à la plaie. Le gel permet la pose en contact avec la plaie prévient toute adhérence à la plaie. Il permet un renouvellement du pansement automatique.</p><p>HydroTact, Confort / HydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate ont une bande adhésive, recouverte d'un adhésif polyacrylate.</p><p>Mode d'application</p><p>Choisir la taille du pansement de façon à ce que la compresse dépasse des bords de la plaie, selon les conditions de la peau autour de la plaie (env. 1 à 2 cm). Si nécessaire, découper le produit HydroTact / HydroTact Concave à la taille souhaitée en veillant à utiliser des instruments stériles. La peau environnante doit être sèche et exempte d'excès de surface et de contaminants avant l'application des produits avec bande adhésive.</p><p>Produit sans bande adhésive: Retirer le film protecteur blanc en respectant la numérotation (1 & 2), placer le produit sur la plaie.</p><p>Pour la fixation, utiliser un pansement secondaire approprié.</p><p>Produit avec bande adhésive: Retirer le film protecteur blanc en respectant la numérotation (1 & 2), poser la plaie en contactant le gel sur la plaie et appuyer fermement sur les bords adhésifs. (Veillez à ce qu'aucune pression ne soit appliquée sur la plaie.) Retirer la couche de protection supérieure selon la numérotation (3 & 4).</p><p>HydroTact, Sacral: Retirer le film protecteur blanc, portant le numéro 1 et appliquer la face du pansement recouverte de gel sur la plaie en appuyant fermement sur les bords adhésifs. Retirer le film protecteur blanc en respectant la numérotation (3 & 4).</p><p>Assurez-vous que la plaie ou la plaie exposée est entièrement couverte par la compresse. Pour les soins des plaies plus profondes, ne pas utiliser les pansements HydroTact. Les changements des pansements doivent être effectués en fonction des indications cliniques ou lorsque l'exsudat apparaît au niveau des bords du pansement.</p><p>HydroTact peut rester en place sur la plaie jusqu'à sept jours.</p><p>Pour changer le pansement HydroTact, soulever un coin et tirer avec précaution pour ne pas déchirer la peau.</p><p>Élimination du produit</p><p>Afin de réduire le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables de HydroTact doivent être traités conformément aux lois, réglementations et normes locales applicables et aux normes de prévention des infections.</p><p>Événements indésirables possibles</p><p>Comme tout autre dispositif médical, ce produit peut avoir des effets secondaires, qui ne surviennent pas chez tous les patients.</p><p>Effets secondaires généraux de HydroTact:</p><p>Dans des cas rares, HydroTact peut provoquer une réaction allergique.</p><p>Dans des cas rares, HydroTact peut provoquer une réaction cutanée locale (irritation, rougeur, gonflement, etc.).</p><p>In très rares cas, HydroTact peut causer une réaction cutanée locale (irritation, arrosissement, hinchazo, etc.).</p><p>In zeer zeldzame gevallen kan HydroTact beschadigen aan de huid veroorzaken.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut provoquer un déclenchement de la peau.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut rester dans la plaie.</p><p>Contre-indications</p><p>Ne pas utiliser HydroTact chez les patients présentant une intolérance à l'un des ingrédients, en particulier aux adhésifs à base de propylène glycol, de polyuréthane ou d'acrylate. Contacter le fabricant pour plus d'informations sur l'élémination.</p><p>Précautions</p><p>Prior to the treatment of wounds with impaired healing, a medical assessment of the wound condition and the cause of the healing disorder should be undertaken. Treatment with HydroTact cannot replace the treatment of the underlying cause of impaired healing.</p><p>In the case of clinically infected wounds and in areas with exposed bones and tendons, HydroTact should only be used under medical supervision.</p><p>In the event of full thickness second degree and third degree burns, HydroTact may be used under medical supervision following debridement of necrotic tissue or surgical treatment.</p><p>Do not use HydroTact in conjunction with oxidants such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide. This can damage the wound dressing.</p><p>The use of HydroTact on children under 5 years, pregnant and breastfeeding women has not been established. Caution should be undertaken by your attending physician or wound care specialist.</p><p>In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.</p><p>Response of a single-use medical device is dangerous. Repressing devices, in order to reuse them, may severely damage their integrity and their performance. Information available on request.</p><p>Note to the user and patient: Please report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p><p>General instructions</p><p>Any reference to HydroTact contained in the text, refers to all presentations; unless otherwise specified.</p><p>Date of revision of the text: 2019-07-12</p><p>DA – PAUL HARTMANN P.A. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113 GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greaves Manchester OL10 2TT DE – HARTMANN South Africa - Nottingham, 2162</p></div>	<div>NL</div> <div>Gebruiksaanwijzing</div> <div><p>Productbeschrijving</p><p>HydroTact[®] is een schuimverband met een zuurstofdoorlatende, waterbestendige en antibacteriële laaglaag van polyurethaan. Deze gel bestaat uit een polymere hybride polyurethaan/polyurethaan, dat propyleenglycol bevat.</p><p>HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate zijn daarnaast ook rondom voorzien van een plakrand, die is bedekt met een polyacrylat-kleefstof.</p><p>Bedoeld gebruik / Aanwijzingen</p><p>HydroTact is geschikt voor de behandeling van wonden in de granulat- en epithelisatiefase met lichte of matige exsudatie.</p><p>HydroTact kan alleen door een vocht zorgverlener worden aangebracht. Medische zorgverleners kunnen het gebruik van wondverbanden ook laten uitvoeren door patiënten of hun familieleden (niet-deskundigen onder begeleiding van deskundigen).</p><p>Eigenschappen en werking</p><p>HydroTact kan, dankzij de structuur, vocht wondexsudaat opnemen als vocht afgaat. Dit zorgt voor een vochtige wondmilieu dat een stimulerend effect heeft op de genezing van de wonden. De gel aan de wondzijde van het verband gaat verkleven aan de wond en de milieu is niet aan de wond. Het voorkomt dat het verband aan de wond blijft plakken.</p><p>Aangezien HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate rondom voorzien zijn van een plakrand, is er geen extra materiaal nodig om het verband te fixeren.</p><p>Wijze van aanbrengen</p><p>Kies een zodanig formaat dat het wondverband dat het wondstukken over de rand van de wond komt, afhankelijk van huidaanbrengende rood het wondgebied (circa 1 – 2 cm).</p><p>HydroTact/HydroTact concave kan op voorhand op maat worden geknipt, dit moet worden gedaan met een steriele schaar. De omringende huid moet droog zijn en vrij van oppervlaktelippen en besmettingsbronnen voordat HydroTact transportaat conform met de instructies van de fabrikant wordt gebruikt.</p><p>Product zonder kleefrand: verwijder de witte beschermende film in de aangegeven volgorde (1 & 2) en leg het verband met de zijde met gelcoating op de wond. Gebruik voor het fixeren een geschikt secundair verband.</p><p>Product met kleefrand: verwijder de witte beschermende film in de aangegeven volgorde (1 & 2) en plak het verband met de gelcoating op de wond en druk de plakrand goed aan. (Oefen geen druk uit op de wond.) Verwijder de bedekkende folie in de aangegeven volgorde (3 & 4).</p><p>HydroTact, Sacral: verwijder de nummer 1 witte folie aan de achterzijde, leg het verband met de zijde met gelcoating op de wond en druk de plakrand goed aan. Verwijder daarna de nummer 2 resterende folie aan de achterzijde van de zijden en druk de plakrand goed aan. Verwijder de bedekkende folie in de aangegeven volgorde (3 & 4).</p><p>Zorg dat het volledige open wondbed dat het wondstukken wordt bedekt. Diepe wonden met kloven mogen niet met HydroTact behandeld. Het verband moet worden gewisseld indien klinisch geïndiceerd of wanneer er exsudaat zichtbaar is aan de rand van het verband.</p><p>HydroTact mag maximaal zeven dagen op de wond blijven zitten.</p><p>Voor het verwijderen van het verband trek u HydroTact aan een hoek iets los en trek u het voorzichtig van de wond om beschadigingen aan de huid te voorkomen.</p><p>Afvoer van het product</p><p>Om het risico op potentiële infectiegevaar of milieuvervuiling te minimaliseren, moeten de wegwerpproducten van HydroTact de procedures voor afvoering volgen, die overeenstemmen met de geldende en lokale wetgeving, regels en normen voor afvalafvoer.</p><p>Mogelijke bijwerkingen</p><p>Niet als ieder anders medicus HydroTact kan dit product bijwerkingen hebben, die niet bij iedereen voorkomen.</p><p>Algemeen bijwerkingen van HydroTact:</p><p>In zeldzame gevallen kan HydroTact allergische reacties veroorzaken.</p><p>In zeldzame gevallen kan HydroTact plaatselijke huidreacties veroorzaken (zoals irritatie, roodheid, zwelling).</p><p>In zeldzame gevallen kan HydroTact een start bij huid reacties.</p><p>In zeer zeldzame gevallen kan HydroTact beschadigen aan de huid veroorzaken.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut provoquer un déclenchement de la peau.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut rester dans la plaie.</p><p>Contra-indications</p><p>Ne pas utiliser HydroTact chez les patients présentant une intolérance à l'un des ingrédients, en particulier aux adhésifs à base de propylène glycol, de polyuréthane ou d'acrylate. Contacter le fabricant pour plus d'informations sur l'élémination.</p><p>Précautions</p><p>Prior to the treatment of wounds with impaired healing, a medical assessment of the wound condition and the cause of the healing disorder should be undertaken. Treatment with HydroTact cannot replace the treatment of the underlying cause of impaired healing.</p><p>In the case of clinically infected wounds and in areas with exposed bones and tendons, HydroTact should only be used under medical supervision.</p><p>In the event of full thickness second degree and third degree burns, HydroTact may be used under medical supervision following debridement of necrotic tissue or surgical treatment.</p><p>Do not use HydroTact in conjunction with oxidants such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide. This can damage the wound dressing.</p><p>The use of HydroTact on children under 5 years, pregnant and breastfeeding women has not been established. Caution should be undertaken by your attending physician or wound care specialist.</p><p>In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.</p><p>Response of a single-use medical device is dangerous. Repressing devices, in order to reuse them, may severely damage their integrity and their performance. Information available on request.</p><p>Note to the user and patient: Please report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p><p>General instructions</p><p>Any reference to HydroTact contained in the text, refers to all presentations; unless otherwise specified.</p><p>Date of revision of the text: 2019-07-12</p><p>DA – PAUL HARTMANN P.A. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113 GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greaves Manchester OL10 2TT DE – HARTMANN South Africa - Nottingham, 2162</p></div>	<div>IT</div> <div>Istruzioni per l'uso</div> <div><p>Descrizione del prodotto</p><p>HydroTact[®] è una medicazione in schiuma con una copertura esterna in poliuretano permeabile al gas ed impermeabile a liquidi e a batteri e germi. Il gel è composto da un polimero ibrido poliurea-poliuretano acquoso contenente propilenglicolo.</p><p>Además, HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate tienen un borde adhesivo recubierto por un adhesivo de poliacrilato.</p><p>Uso adecuado / Indicaciones</p><p>HydroTact está indicado para el tratamiento de heridas en las fases de granulación y epitelización con secreciones de exudado de leves a abundantes.</p><p>HydroTact está previsto para el uso por parte de profesionales en el tratamiento de heridas. El personal especializado en el tratamiento de heridas puede delegar el cambio de curativo a los pacientes o familiares (las personas no profesionales deberán hacerlo con las indicaciones de expertos).</p><p>Propiedades e modo de acción</p><p>Debido a su estructura, HydroTact puede absorber el exudado de la herida e liberar humedad. Deste modo, crea un ambiente húmedo que estimula a cicatrización de la herida. Gracias al gel en el lado de la cámara en contacto con la herida, el perso no adere a la herida. Esto permite estudiar el perso de modo traumático.</p><p>Visito que HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate tienen un rebordo adhesivo, no é necessário qualquer material adicional para fixar.</p><p>Modo de aplicación</p><p>Escoger el tamaño del producto de forma a que se exceda de los bordes de la herida en cerca de 1 a 2 centímetros, dependiendo de la condición de la piel a volta da ferida. Se for necessário, HydroTact/HydroTact Concave podem ser cortados para obter o tamanho desejado, usando apenas tesouras esterilizadas. A pele circundante deve estar seca e senta de óleos e contaminantes antes de aplicar produtos com rebordo adesivo.</p><p>Produto sem rebordo adesivo: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2) e colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida. Para fixar, utilizar um penso secundário adequado.</p><p>Produtos com rebordo adesivo: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2), colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida e pressionar bem sobre os rebordos adesivos. (Ter cuidado para não aplicar pressão sobre a ferida.)</p><p>Em seguida, retirar a cobertura superior de proteção de acordo com a numeração (3 e 4).</p><p>HydroTact, Sacral: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração 1, colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida e pressionar bem sobre os rebordos adesivos. Em seguida, retirar as películas de proteção laterais restantes com a numeração (3 e 4).</p><p>Assurar que toda o lecho da ferida esteja em contacto directo com o lecho da herida. HydroTact não deverá utilizar para o tratamento de feridas mais profundas de exsudar excessivo, quando a pele estiver com uma infecção recomendada ou quando se visualizar exsudação nos rebordos do perso.</p><p>HydroTact puede permanecer en la herida até siete giorni.</p><p>Para cambiar el apósito, levante el apósito HydroTact ligeramente por una esquina y retírelo con cuidado, para no dañar la piel.</p><p>Eliminación del producto</p><p>Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o la contaminación del medioambiente, los componentes desechables de HydroTact deben atenderse a los procedimientos, normas y regulaciones de eliminación conformes a la normativa local y a los estándares de prevención de infecciones.</p><p>Possibili effetti avversi</p><p>Tal como qualquer outro dispositivo médico, este produto pode ter efeitos secundários, os quais não ocorrem em todos os utilizadores.</p><p>Alguns efeitos secundários possíveis de HydroTact:</p><p>Em casos raros, os persos HydroTact podem causar reacções alérgicas.</p><p>Em casos infrecuentes, HydroTact pode causar reacções cutâneas locais (irritação, vermelhidão, inchaço, etc.).</p><p>Em casos raros, os persos HydroTact podem aderir demasiado à pele.</p><p>Em casos muito raros, os persos HydroTact podem causar lesões cutâneas locais (irritação, arrossamento, hinchazo, etc.).</p><p>In zeer zeldzame gevallen kan HydroTact beschadigen aan de huid veroorzaken.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut provoquer un déclenchement de la peau.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut rester dans la ferida.</p><p>Contraindicazioni</p><p>Non utilizzare HydroTact su pazienti con intolleranza a uno dei suoi ingredienti, specialmente al propilenglicolo, al poliuretano o al adesivo di base acrilica. Contattare il fabbricante per ulteriori informazioni.</p><p>Precauzioni</p><p>Quaisiasi trattamento delle ferite con scarsa tendenza alla guarigione deve essere preceduto da un esame medico delle condizioni della ferita e delle cause che determinano la compromissione del suo processo di guarigione. Il trattamento con HydroTact non può sostituirsi al trattamento delle cause primarie che provocano l'alterazione del processo di guarigione.</p><p>In caso de heridas clinicamente infectadas o tratamento de huesos y tendones al descubierto, HydroTact solo deberá utilizarse bajo supervisión médica.</p><p>Do not use HydroTact in conjunction with oxidants such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide. This can damage the wound dressing.</p><p>The use of HydroTact on children under 5 years, pregnant and breastfeeding women has not been established. Caution should be undertaken by your attending physician or wound care specialist.</p><p>In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.</p><p>Response of a single-use medical device is dangerous. Repressing devices, in order to reuse them, may severely damage their integrity and their performance. Information available on request.</p><p>Note to the user and patient: Please report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p><p>General instructions</p><p>Any reference to HydroTact contained in the text, refers to all presentations; unless otherwise specified.</p><p>Date of revision of the text: 2019-07-12</p><p>DA – PAUL HARTMANN P.A. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113 GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greaves Manchester OL10 2TT DE – HARTMANN South Africa - Nottingham, 2162</p></div>	<div>ES</div> <div>Instrucciones de uso</div> <div><p>Descripción del producto</p><p>HydroTact[®] es un apósito que consiste en una espuma y una capa externa de film de poliuretano, permeable a gases e impermeable a líquidos y gérmenes, recubierto con una capa de hidrogel. El gel está compuesto por un polímero acuoso híbrido de poliurea y poliuretano que contiene propilenglicol.</p><p>Además, HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate tienen un borde adhesivo recubierto por un adhesivo de poliacrilato.</p><p>Uso adecuado / Indicaciones</p><p>HydroTact está indicado para el tratamiento de heridas en las fases de granulación y epitelización con secreciones de exudado de leves a abundantes.</p><p>HydroTact está previsto para el uso por parte de profesionales en el tratamiento de heridas. El personal especializado en el tratamiento de heridas puede delegar el cambio de curativo a los pacientes o familiares (las personas no profesionales deberán hacerlo con las indicaciones de expertos).</p><p>Propiedades e modo de acción</p><p>Debido a su estructura, HydroTact puede absorber el exudado de la herida e liberar humedad. Deste modo, crea un ambiente húmedo que estimula a cicatrización de la herida. Gracias al gel en el lado de la cámara en contacto con la herida, el perso no adere a la herida. Esto permite estudiar el perso de modo traumático.</p><p>Visito que HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate tienen un rebordo adhesivo, no é necessário qualquer material adicional para fixar.</p><p>Modo de aplicação</p><p>Escoger el tamaño del producto de forma a que se exceda de los bordes de la ferida en cerca de 1 a 2 centímetros, dependendo da condição da pele da volta da ferida. Se for necessário, HydroTact/HydroTact Concave podem ser cortados para obter o tamanho desejado, usando apenas tesouras esterilizadas. A pele circundante deve estar seca e senta de óleos e contaminantes antes de aplicar produtos com rebordo adesivo.</p><p>Produto sem rebordo adesivo: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2) e colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida. Para fixar, utilizar um penso secundário adequado.</p><p>Produtos com rebordo adesivo: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2), colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida e pressionar bem sobre os rebordos adesivos. (Ter cuidado para não aplicar pressão sobre a ferida.)</p><p>Em seguida, retirar a cobertura superior de proteção de acordo com a numeração (3 e 4).</p><p>HydroTact, Sacral: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração 1, colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida e pressionar bem sobre os rebordos adesivos. Em seguida, retirar as películas de proteção laterais restantes com a numeração (3 e 4).</p><p>Assurar que toda o lecho da ferida esteja em contacto directo com o lecho da herida. HydroTact não deverá utilizar para o tratamento de feridas mais profundas de exsudar excessivo, quando a pele estiver com uma infecção recomendada ou quando se visualizar exsudação nos rebordos do perso.</p><p>HydroTact puede permanecer en la herida até siete días.</p><p>Para cambiar el apósito, levante el apósito HydroTact ligeramente por una esquina y retírelo con cuidado, para no dañar la piel.</p><p>Eliminación del producto</p><p>Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o la contaminación del medioambiente, los componentes desechables de HydroTact deben atenderse a los procedimientos, normas y regulaciones de eliminación conformes a la normativa local y a los estándares de prevención de infecciones.</p><p>Possíveis efeitos adversos</p><p>Tal como qualquer outro dispositivo médico, este produto pode ter efeitos secundários, os quais não ocorrem em todos os utilizadores.</p><p>Alguns efeitos secundários possíveis de HydroTact:</p><p>Em casos raros, os persos HydroTact podem causar reacções alérgicas.</p><p>Em casos infrecuentes, HydroTact pode causar reacções cutâneas locais (irritação, vermelhidão, inchaço, etc.).</p><p>Em casos raros, os persos HydroTact podem aderir demasiado à pele.</p><p>Em casos muito raros, os persos HydroTact podem causar lesões cutâneas locais (irritação, arrossamento, hinchazo, etc.).</p><p>In zeer zeldzame gevallen kan HydroTact beschadigen aan de huid veroorzaken.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut provoquer un déclenchement de la peau.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut rester dans la ferida.</p><p>Contraindicaciones</p><p>Non utilizzare HydroTact su pazienti con intolleranza a uno dei suoi ingredienti, specialmente al propilenglicolo, al poliuretano o al adesivo di base acrilica. Contattare il fabbricante per ulteriori informazioni.</p><p>Precauciones</p><p>Quaisiasi trattamento delle ferite con scarsa tendenza alla guarigione deve essere preceduto da un esame medico delle condizioni della ferita e delle cause che determinano la compromissione del suo processo di guarigione. Il trattamento con HydroTact non può sostituirsi al trattamento delle cause primarie che provocano l'alterazione del processo di guarigione.</p><p>In caso de heridas clinicamente infectadas o tratamento de huesos y tendones al descubierto, HydroTact solo deberá utilizarse bajo supervisión médica.</p><p>Do not use HydroTact in conjunction with oxidants such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide. This can damage the wound dressing.</p><p>The use of HydroTact on children under 5 years, pregnant and breastfeeding women has not been established. Caution should be undertaken by your attending physician or wound care specialist.</p><p>In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.</p><p>Response of a single-use medical device is dangerous. Repressing devices, in order to reuse them, may severely damage their integrity and their performance. Information available on request.</p><p>Note to the user and patient: Please report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p><p>General instructions</p><p>Any reference to HydroTact contained in the text, refers to all presentations; unless otherwise specified.</p><p>Date of revision of the text: 2019-07-12</p><p>DA – PAUL HARTMANN P.A. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113 GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greaves Manchester OL10 2TT DE – HARTMANN South Africa - Nottingham, 2162</p></div>	<div>PT</div> <div>Instruções de utilização</div> <div><p>Descrição do produto</p><p>HydroTact[®] é um penso de espuma com uma cobertura em poliuretano permeável a gases, ale impermeável a líquidos e a bactérias e germes. O gel é composto por um polímero híbrido poliurea-poliuretano aquoso contendo propilenglicol.</p><p>Además, HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate têm um bordo adesivo recubierto por un adhesivo de poliacrilato.</p><p>Utilização prevista/Indicações</p><p>HydroTact destina-se ao tratamento de feridas com exsudado ligeiro a moderado, nas fases de granulação e epitelização.</p><p>HydroTact é utilizado para aplicação por profissionais de saúde. Os mesmos poderão delegar a aplicação do produto a familiares ou pessoas não profissionais (devidamente orientadas).</p><p>Propriedades e modo de ação</p><p>Devido à sua estrutura, HydroTact consegue absorver o exsudado da ferida e libertar humidade. Deste modo, cria-se um ambiente húmido que estimula a cicatrização da ferida. Graças ao gel no lado da câmara em contacto com a ferida, o perso não adere à ferida. Isto permite estudar o perso de modo traumático.</p><p>Visito que HydroTact, ConfortHydroTact, SacralHydroTact, Border Multistate têm um rebordo adesivo, não é necessário qualquer material adicional para o fixar.</p><p>Modo de aplicação</p><p>Escoger o tamanho do produto de forma a que se exceda os bordos da ferida em cerca de 1 a 2 centímetros, dependendo da condição da pele à volta da ferida. Se for necessário, HydroTact/HydroTact Concave podem ser cortados para obter o tamanho desejado, usando apenas tesouras esterilizadas. A pele circundante deve estar seca e sem óleos e contaminantes antes de aplicar produtos com rebordo adesivo.</p><p>Produto sem rebordo adesivo: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2) e colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida. Para fixar, utilizar um penso secundário adequado.</p><p>Produtos com rebordo adesivo: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração (1 e 2), colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida e pressionar bem sobre os rebordos adesivos. (Ter cuidado para não aplicar pressão sobre a ferida.)</p><p>Em seguida, retirar a cobertura superior de proteção de acordo com a numeração (3 e 4).</p><p>HydroTact, Sacral: Retirar a película de proteção branca de acordo com a numeração 1, colocar o perso com o lado revestido com gel sobre a ferida e pressionar bem sobre os rebordos adesivos. Em seguida, retirar as películas de proteção laterais restantes com a numeração (3 e 4).</p><p>Assurar que toda o lecho da ferida esteja em contacto directo com o lecho da ferida. HydroTact não deverá utilizar para o tratamento de feridas mais profundas de exsudar excessivo, quando a pele estiver com uma infecção recomendada ou quando se visualizar exsudação nos rebordos do perso.</p><p>HydroTact puede permanecer en la herida até siete días.</p><p>Para cambiar el apósito, levante el apósito HydroTact ligeramente por una esquina y retírelo con cuidado, para no dañar la piel.</p><p>Eliminación del producto</p><p>Para minimizar el riesgo de posibles infecciones o la contaminación del medioambiente, los componentes desechables de HydroTact deben atenderse a los procedimientos, normas y regulaciones de eliminación conformes a la normativa local y a los estándares de prevención de infecciones.</p><p>Possíveis efeitos adversos</p><p>Tal como qualquer outro dispositivo médico, este produto pode ter efeitos secundários, os quais não ocorrem em todos os utilizadores.</p><p>Alguns efeitos secundários possíveis de HydroTact:</p><p>Em casos raros, os persos HydroTact podem causar reacções alérgicas.</p><p>Em casos infrecuentes, HydroTact pode causar reacções cutâneas locais (irritação, vermelhidão, inchaço, etc.).</p><p>Em casos raros, os persos HydroTact podem aderir demasiado à pele.</p><p>Em casos muito raros, os persos HydroTact podem causar lesões cutâneas locais (irritação, arrossamento, hinchazo, etc.).</p><p>In zeer zeldzame gevallen kan HydroTact beschadigen aan de huid veroorzaken.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut provoquer un déclenchement de la peau.</p><p>Dans des très cas, HydroTact peut rester dans la ferida.</p><p>Contraindicaciones</p><p>Non utilizzare HydroTact su pazienti con intolleranza a uno dei suoi ingredienti, specialmente al propilenglicolo, al poliuretano o al adesivo di base acrilica. Contattare il fabbricante per ulteriori informazioni.</p><p>Precauciones</p><p>Quaisiasi trattamento delle ferite con scarsa tendenza alla guarigione deve essere preceduto da un esame medico delle condizioni della ferita e delle cause che determinano la compromissione del suo processo di guarigione. Il trattamento con HydroTact non può sostituirsi al trattamento delle cause primarie che provocano l'alterazione del processo di guarigione.</p><p>In caso de heridas clinicamente infectadas o tratamento de huesos y tendones al descubierto, HydroTact solo deberá utilizarse bajo supervisión médica.</p><p>Do not use HydroTact in conjunction with oxidants such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide. This can damage the wound dressing.</p><p>The use of HydroTact on children under 5 years, pregnant and breastfeeding women has not been established. Caution should be undertaken by your attending physician or wound care specialist.</p><p>In the absence of available data supporting the use of this dressing on sensitive population groups such as infants, children, pregnant or nursing women, and in the absence of data to the contrary, on these population groups this dressing should be used with caution following a clinician's recommendation.</p><p>Response of a single-use medical device is dangerous. Repressing devices, in order to reuse them, may severely damage their integrity and their performance. Information available on request.</p><p>Note to the user and patient: Please report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.</p><p>General instructions</p><p>Any reference to HydroTact contained in the text, refers to all presentations; unless otherwise specified.</p><p>Date of revision of the text: 2019-07-12</p><p>DA – PAUL HARTMANN P.A. Ltd. - Macquarie Park, NSW 2113 GB – PAUL HARTMANN Ltd. - Heywood/Greaves Manchester OL10 2TT DE – HARTMANN South Africa - Nottingham, 2162</p></div>	<div>GR</div> <div>Οδηγίες χρήσης</div> <div><p>Περιγραφή προϊόντος</</p></div>
---	---	---	--	---	--	---	---