

Baumwollstäbchen

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Bei Baumwollstäbchen handelt es sich um nicht-invasive, nicht sterile Produkte für die Reinigung und Desinfektion der Haut und des Mundes. Sie bestehen aus einem geformten Wattekopf sowie einem Stäbchen aus Polypropylen.

Bei der Mund- und Körperpflege eignen sich die Produkte zum Auftragen von Flüssigkeiten (z. B. Emulsionen, Salben, Desinfektionsmitteln) auf intakter Haut oder Schleimhäuten.

Baumwollstäbchen können sowohl von Laien als auch von medizinischen Fachkräften zur vorübergehenden Anwendung eingesetzt werden. Das Produkt ist nur einmalig zu verwenden. Ein neues Produkt kann beliebig häufig angewendet werden.

Baumwollstäbchen können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden.

Anwendung/Indikation

Baumwollstäbchen sind zur Reinigung und Desinfektion der Haut und des Mundes indiziert.

Artikelnummern*

Art.-Nr.	Stück/Packung
967939/8	P50

*Das komplette Sortiment ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen.

Weitere Informationen auf Anfrage.

Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten der Baumwollstäbchen entsprechend den Entsorgungsverfahren nach den jeweiligen lokal geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Baumwollstäbchen

Leistungsmerkmale des Produkts

Charakteristik	Baumwollstäbchen
Länge [mm]*	145 [A]
Durchmesser des Wattekopfs* [mm]	11 [D]
Gewicht [g]**	1,24

* $\pm 2\%$ Maßabweichung

** $\pm 10\%$ Maßabweichung

Materialeigenschaften


Produkt	Material	Anteil [%]
PP-Stäbchen	Polypropylen	100
Wattekopf	Baumwolle	100
	Bio-Baumwolle	100
	Viskose	100
	Baumwolle/Mikrofaser	90/10

Produktmerkmale

Abmessungen	PP-Stäbchen	Wattekopf
Länge [mm]*	140 [B]	30 [C]
Durchmesser [mm]*	4 [E]	11 [D]
Gewicht [g]**	0,82	0,40

* $\pm 2\%$ Maßabweichung

** $\pm 8\%$ Maßabweichung



Baumwollstäbchen

Kennzeichnung

9-stelliger Chargen-Code

z. B.: 900207114



X

XXX

XX

XX

X

Produktionsja
hr


Nummer der
Produktionsr
eihenfolge

Kalenderw
oche

Werk

Referenznummer

Herstellungsdatum

z. B.: 

2019

12


08

Jahr

Monat

Tag

Verfalldatum

z. B.: 

2024

12

08

Jahr

Monat

Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



CE-Kennzeichnung



Nicht wiederverwenden



Letzter Überarbeitungsstand: 13.10.2020