

## MoliCare® Premium Lady Pad 0,5 Drops apricot



Spez.-Nr.: D 9.0407-01  
Abteilung: COH-IDT  
Datum: 2018-04-20

### 1. Allgemeine Produktbeschreibung

MoliCare® Premium Lady Pad 0,5 Drops ist eine anatomisch geformte Einlage mit Dry Plus Verteiler-Auflage und vollflächiger Vliesabdeckung. Sie bietet bestmögliche Sicherheit durch hohe Saugkraft und Speicherleistung und schützt vor Rücknässung. MoliCare® Premium Pady 0,5 Drops ist durch mehrere Klebestreifen einfach und sicher in der Unterwäsche zu fixieren und ist besonders diskret zu tragen.

Produkteinstufung: Unsterile Medizinprodukte der Klasse I, gemäß EG-Rahmenrichtlinie

### 2. Anwendung

MoliCare Lady Pads sind saugfähige Einlagen für die Inkontinenzversorgung von Erwachsenen. Die Produkte sind für den Einsatz bei Blasenschwäche mit mehreren Schweregraden geeignet. Produkte der Absorptionsstufe 4 Drops und höher sind auch für den Gebrauch bei Harn- und Stuhlinkontinenz geeignet.

### 3. Aufmachung

MoliCare® Premium Lady Pad 0,5 Drops

### 4. Produkteigenschaften

Material:

- Vlies: Polypropylen-Vlies, hydrophil
- Verteiler-Auflage: Zellulose - Gemisch, weiß
- Saugkörper: 100 % elementarchlorfrei gebleichter Zellstoff, mit superabsorbierendem Polymer
- Wäscheschutz: Vlies-Folien-Laminat, atmungsaktiv
- Abdeckung: Silikonpapier
- Kleber: Hotmelt Kleber

## MoliCare® Premium Lady Pad 0,5 Drops apricot




Spez.-Nr.: D 9.0407-01

Abteilung: COH-IDT

Datum: 2018-04-20

### 5. Produktskizze



Abmessungen [mm]		Premium Lady 0,5 Drops
Gesamtlänge:	A	175 ± 10
Gesamtbreite:	B	76 ± 10
Saugkörperlänge:	C	145 ± 10
Saugkörperbreite:	D	45 ± 10
Produktbreite Schrittbereich:	E	60 ± 10

MoliCare® Premium Lady Pad 0,5 Drops apricot



Spez.-Nr.: D 9.0407-01  
 Abteilung: COH-IDT  
 Datum: 2018-04-20

6. Produktanforderungen

Prüfmerkmal:	Dim.	Premium Lady 0,5 Drops
Gesamtgewicht:	[g]	4 ± 10%

\*Toleranz ± 10% (entspricht ± 3 s)

7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 6 -stelligem Code:

z.B.:

XXX	X	XX
lfd. Kalender-Tag	Jahr	interner Schlüssel
1 - 365	2012	A2

8. Verpackung

MoliCare® Premium Lady 0,5 Drops ist in Faltschachteln verpackt, Transportkartons nach DIN, Verpackung auf Europaletten.

20. April 2018



i.A. A. Horn  
 Produktentwicklung COH - IDT  
 PAUL HARTMANN AG