

MoliCare® Premium lady pad

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung

Bei MoliCare® Premium lady pad handelt es sich um nicht sterile Einlagen zum Einmalgebrauch. Die Produkte mit Zellstoffflocken eignen sich als Unisex-Einlagen. Sie werden zur kurz- und langfristigen Versorgung bei leichter Harn- und Stuhlinkontinenz im Genitalbereich von Erwachsenen eingesetzt. Sie können länger als 30 Tage verwendet werden – sowohl von medizinischen Fachkräften als auch von Laien im Rahmen der professionellen Gesundheitsversorgung oder der häuslichen Pflege.

Anwendung/Indikation

Produkte der Reihe MoliCare® lady pads nehmen bei der Inkontinenzversorgung sowohl Urin als auch Stuhl auf.

Artikelnummern*

Produkte	Version	Artikelnummer	Verpackung
MoliCare® Premium lady pad	MoliCare® Premium lady pad 0,5 Tropfen (apricot)	168131	28
	MoliCare® Premium lady pad 1 Tropfen (hellgelb)	168132	14
	MoliCare® Premium lady pad 1,5 Tropfen (dunkelgelb)	168624/168 626	14
	MoliCare® Premium lady pad 2 Tropfen (grün)	168634/168 636	14
	MoliCare® Premium lady pad 3 Tropfen (türkis)	168344/168 646	14
	MoliCare® Premium lady pad 3,5 Tropfen (hellblau)	168651/168 671	14
	MoliCare® Premium lady pad 4 Tropfen (rubinrot)	168682/168 684	14
	MoliCare® Premium lady pad 4,5 Tropfen (violett)	168654/168 656	14
	MoliCare® Premium lady pad 0,5 Tropfen (apricot)	168670/168 696	14
	MoliCare® Premium lady pad 0,5 Tropfen (apricot)	168 432	2
	MoliCare® Premium lady pad 1 Tropfen (hellgelb)	168 430	2
	MoliCare® Premium lady pad 1,5 Tropfen (dunkelgelb)	168 431	2
	MoliCare® Premium lady pad 2 Tropfen (grün)	168 433	2
	MoliCare® Premium lady pad 3 Tropfen (türkis)	168 434	2
	MoliCare® Premium lady pad 3,5 Tropfen (hellblau)	168 458	2
	MoliCare® Premium lady pad 4 Tropfen (rubinrot)	168 437	2
	MoliCare® Premium lady pad 4,5 Tropfen (violett)	168 435	2
	MoliCare® Premium lady pad 5 Tropfen (tintenblau)	168 438	2

*Möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.

MoliCare® Premium lady pad

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® Premium lady pad entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts

MoliCare® Premium lady pad

Merkmale	0,5 Tropfen	1 Tropfen	1,5 Tropfen	2 Tropfen	3 Tropfen	3,5 Tropfen	4 Tropfen	4,5 Tropfen	5 Tropfen
Gesamtgewicht* [g]	4,2	7,8	11,4	14,6	21,1	27,8	33,2	38,7	41,8
Gewicht Saugkern* [g]	2,6	5,9	9,0	12,1	17,5	24,2	28,0	33,5	38,1

* \pm 10% Gewichtsabweichung

Materialeigenschaften

Bestandteil	Material
Oberseite	Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß, mit Aloe Vera behandelt (ausgenommen 0,5 Tropfen)
Saugkern (3-lagig)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lage mit Zellstoff* (ausgenommen 1 Tropfen) 2. Lage mit Zellstoff-* / SAP-Gemisch 3. Lage mit Zellstoff, Curly Fiber (ausgenommen 0,5 Tropfen)
Rückseite	Polyethylen, Vlies-Folien-Laminat, weiß
Elastische Teile	Polyurethanschaum (ausgenommen 0,5, 1 & 1,5 Tropfen)
Klebstoffe	Schmelzkraftkleber

*elementarchlorfrei gebleicht

MoliCare® Premium lady pad

Produktmerkmale

MoliCare® Premium lady pad

Abmessungen in mm	0,5 Tropfen	1 Tropfen	1,5 Tropfen	2 Tropfen	3 Tropfen	3,5 Tropfen	4 Tropfen	4,5 Tropfen	5 Tropfen
Gesamtlänge	175	220	270	265	335	335	430	430	430
Gesamtbreite	76	98	100	112	132	132	162	162	162
Länge Saugkern	145	200	240	253	305	305	395	395	395
Breite Saugkern	45	78	75	90	112	112	138	138	138

* \pm 10% Maßabweichung

Kennzeichnung

9-stelliger Chargen-Code

z. B.: 900102822



9	001	02	82	2
Jahr 201X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüzfiffer

Herstellungsdatum

z. B.: 

2019	10	10
Jahr	Monat	Tag

Verfalldatum

z. B.: 

2022	10	10
Jahr	Monat	Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Einmalige Produktkennung



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



MoliCare® Premium lady pad

CE-Kennzeichnung

CE

Letzter Überarbeitungsstand: 2019-01-08