

## Omnistrip

Nº espec: D 7.2205  
Dpto.: CMO-DMW  
Fecha: 18.03.2015  
Página: 1 de 2

## Descripción general del producto

Omnistrip son tiras adhesivas de tejido no tejido de color piel de poliéster/poliamida, cubierto con un adhesivo acrílico. El producto presenta extremos redondeados, es conformable y estirable, con una gran porosidad, permeabilidad, transpirabilidad y buena adherencia a la piel.

Omnistrip lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase IIa (TÜV SUD 0123). Se ha realizado una evaluación de conformidad para Omnistrip que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Omnistrip quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

## Aplicaciones e indicaciones

Tiras adhesivas para el cierre de heridas, para el cierre atraumático de pequeñas heridas e incisiones quirúrgicas en heridas de primera intención; también indicadas para proteger los márgenes de una herida de tensiones y para estabilizar cicatrices recientes.

## Presentaciones

Referencia	Presentaciones	Unidades / estuche	C.N.
540030	Omnistrip 6 x 38 mm	2 x 6 unidades	176211.5
540040	Omnistrip 6 x 76 mm	2 x 3 unidades	176212.2

## Características del producto

### Composición / Materiales

Soporte: Tejido no tejido de color piel de poliéster-/poliamida de color piel.

Adhesivo: Adhesivo acrílico sensible a la presión.

Protector: Papel siliconado.



## Omnistrip

Nº espec: D 7.2205  
Dpto.: CMO-DMW  
Fecha: 18.03.2015  
Página: 2 de 2

## Características del producto

### Propiedades específicas de producto

Fuerza adhesiva: 2.2 - 15 N/25mm

Esterilización: Radiación beta


**Látex:** No contiene látex

## Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

<b>LOT</b>	1	XXX	XX	XXX
	Año	Código de uso interno	Semana de producción	Código de uso interno

Fecha de caducidad (ejemplo):

	2016	06
	Año	Mes

Caducidad: 5 años

## Acondicionamiento

El producto se presenta acondicionado en sobres estériles, estuches y cajas de transporte selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalet.

**Condiciones de almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco.