

Technical Data Sheet

Veroval® Deficiencia de hierro



Descripción general del producto

Veroval® Deficiencia de hierro es una prueba inmunocromatográfica rápida para la determinación cualitativa de la proteína ferritina en muestras de sangre completa.

Veroval® Deficiencia de hierro lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 98/79/CE y el Real Decreto 1193/2012 para productos de diagnóstico in vitro. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/746.

Indicaciones

Veroval® Deficiencia de hierro es una prueba rápida para la detección de concentraciones bajas de ferritina en muestras de sangre completa para el autoanálisis en el entorno doméstico.

Características del producto

Tubo de ensayo:	Vidrio, transparente
Casete de prueba:	ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), blanco
Dispositivo de punción:	ABS, naranja + gris Acero inoxidable

Requerimientos del producto

Tipo:	Prueba inmunocromatográfica rápida (cualitativa)
Principio analítico:	Prueba de antígenos
Parámetros a medir:	Proteína ferritina
Condiciones de conservación/transporte:	Temperatura ambiente: +10 °C a +27 °C Humedad relativa: sin condensación
Periodo de validez:	Máx. 22 meses

(Modificaciones técnicas sujetas a cambios)

Technical Data Sheet

Veroval® Deficiencia de hierro**Presentaciones**

Cada prueba rápida junto con todos los componentes necesarios y el folleto del manual de instrucciones en la(s) lengua(s) respectiva(s) está envasada en una caja de cartón plegable.

Producto	Idioma	Ref. HARTMANN	CN
Veroval® Deficiencia de hierro	ES, PT	924103	183466

EtiquetadoLote del embalaje:

El código de LOTE de 6 - 8 dígitos en la caja plegable y en todas las unidades de acondicionamiento.

ej.:

LOT

X.XX.X.X(X)

-X(X)

Código del producto

Número de lote

Fecha de caducidad:

ej.:



2019

04

Año

mes

Acondicionamiento

Una prueba rápida de Veroval® Deficiencia de hierro se envasa en caja plegable y, a su vez, cada 7 cajas plegables se empaquetan en una caja de cartón según normas EN, sellada con cinta adhesiva, y éstas se empaquetan en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.