

## Technical Data Sheet

# Veroval® Prevención intestinal



## Descripción general del producto

Veroval® Prevención intestinal es una prueba inmunocromatográfica rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG de sangre oculta en las heces (SOH) en una muestra fecal.

Veroval® Prevención intestinal lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 98/79/CE y el Real Decreto 1193/2012 para productos de diagnóstico in vitro. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/746.

## Indicaciones

Veroval® Prevención intestinal es una prueba rápida para la detección de sangre oculta en las heces en una muestra fecal para el autoanálisis en el entorno doméstico.

## Características del producto

Casete de prueba: ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), blanco  
Dispositivo de punción: ABS, naranja + gris  
Acero inoxidable

## Requerimientos del producto

Tipo:	Prueba cromatográfica rápida (cualitativa)
Principio analítico:	Prueba de anticuerpos
Parámetros a medir:	Hemoglobina humana (Hb)
Condiciones de conservación/transporte:	Temperatura ambiente: +2 °C a +30 °C Humedad relativa: sin condensación
Periodo de validez:	Máx. 22 meses

(Modificaciones técnicas sujetas a cambios)

## Presentaciones

Cada prueba rápida junto con todos los componentes necesarios y el folleto del manual de instrucciones en la(s) lengua(s) respectiva(s) está envasada en una caja de cartón plegable.

Producto	Idioma	Ref. HARTMANN	CN
Veroval® Prevención intestinal	ES, PT	924023	183468

## Technical Data Sheet

**Veroval®** Prevención intestinal**Etiquetado**Lote del embalaje:

El código de LOTE de 6 - 8 dígitos en la caja plegable y en todas las unidades de acondicionamiento.

ej.:

LOT

X.XX.X.X(X)

Código del producto

-X(X)

Número de lote

Fecha de caducidad:

ej.:



2019

Año

04

mes

**Acondicionamiento**

Una prueba rápida de Veroval® Prevención intestinal se envasan en caja plegable y, a su vez, cada 7 cajas plegables se empaquetan en una caja de cartón según normas EN, sellada con cinta adhesiva, y éstas se empaquetan en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.