

Technical Data Sheet

MoliCare® Premium Men

MoliCare® Premium Men 2 gotas / gris

MoliCare® Premium Men 3 gotas / lima

MoliCare® Premium Men 4 gotas / cian

MoliCare® Premium Men 5 gotas/ naranja



Descripción general del producto

Compresas de incontinencia especialmente diseñadas para hombre; con capa de distribución Dry Plus y núcleo superabsorbente; neutralizan el olor; disponen de protección lateral no tejida completa y parte trasera activa con comodidad textil: Novedoso sistema de laterales antiescape en su totalidad.

Proporciona una seguridad óptima gracias a su máxima absorción y capacidad de almacenamiento y garantiza la protección frente a la rehumectación. Uso particularmente cómodo y discreto, con fácil sujeción a la ropa interior gracias a una cinta adhesiva. La forma en v anatómica en los modelos 3 gotas, 4 gotas y 5 gotas ofrece una cómoda adaptación.

MoliCare® Premium Men lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I.

Aplicaciones/Indicaciones

Las compresas de incontinencia para hombre MoliCare® Premium Men son recubrimientos absorbentes para el cuidado de la incontinencia de adultos. Excepto las compresas de incontinencia para hombre MoliCare® Premium Men 2 gotas, que es para hombres adultos. Los productos son apropiados para usarse en caso de incontinencia urinaria de diversos grados.


Características de producto

Partes	Materiales
Protección frente a líquidos	Película laminada no tejida, activo al aire (sistema Air active)
Núcleo absorbente	1ª Capa 100% pulpa de celulosa Kraft, blanqueada libre de cloro elemental 2ª Capa de celulosa, mezcla superabsorbente 3ª Capa de celulosa, fibra rizada, blanco pH 5,5
Adhesivo	Adhesivo termoplástico
No tejido	Polipropileno no tejido, hidrófilo, blanco
Laterales antiescapes	Polipropileno no tejido, hidrófobo, blanco (excepto 2 gotas)
Elásticos	Elásticos para fruncidos en bipedestación (excepto 2 gotas)
Dorso	Papel de silicona

MoliCare® Premium Men


Diseño del producto y dimensiones

MoliCare® Premium Men 2 gotas



Dimensiones [mm]		2 gotas
Longitud total:	A	147 ± 10
Ancho total del lado expuesto:	B	115 ± 10
Ancho total del lado cerrado:	b	75 ± 10

MoliCare® Premium Men 3 gotas




Technical Data Sheet

MoliCare® Premium Men

Dimensiones [mm]		4 y 5 gotas
Longitud total:	A	265 ± 5
Ancho total del lado abdominal:	B	180 ± 5
Longitud del núcleo absorbente:	C	215 ± 5
Ancho del núcleo absorbente, lado abdominal:	D	140 ± 5

MoliCare® Premium Men 4 y 5 gotas



Dimensiones [mm]		4 y 5 gotas
Longitud total:	A	345 ± 10
Ancho total del lado abdominal:	B	180 ± 10
Longitud del núcleo absorbente:	C	307 ± 20
Ancho del núcleo absorbente, lado abdominal:	D	152 ± 10

Propiedades específicas de producto

Características	2 gotas	3 gotas	4 gotas	5 gotas
Peso total* [g]:	13,9	15	22,2	34,4

* Tolerancia ± 10% (equivale a 3 segundos)

MoliCare® Premium Men

Presentaciones

Producto	Unidades /presentación	Ref. HARTMANN	CN
MoliCare® Premium Men 2 gotas / gris	14 unidades	168600	248476
MoliCare® Premium Men 3 gotas / lima	14 unidades	168603	192905
MoliCare® Premium Men 4 gotas / cian	14 unidades	168705	319004
MoliCare® Premium Men 5 gotas / naranja	14 unidades	168801	192907

Muestras de producto

Producto	Unidades /presentación	Ref HARTMANN
MoliCare® Premium Men 2 gotas / gris	2 unidades	168503
MoliCare® Premium Men 3 gotas / lima	2 unidades	168604
MoliCare® Premium Men 4 gotas / cian	2 unidades	168501
MoliCare® Premium Men 5 gotas / naranja	2 unidades	168609

Etiquetado

Número de lote de 9 dígitos con la fecha de producción delante:

ej.:

Fecha de producción			LOTE - Código					
Día	Hora	Minuto		Año 201X / 202X	Código interno	Código interno	Código interno	Suma de comprobación acumulada
***	**	**	LOTE	X	XXX	XX	XX	X

Technical Data Sheet

MoliCare® Premium Men

Acondicionamiento

Las compresas de incontinencia para hombres MoliCare® Premium Men se envasan en bolsas de polietileno, se empaquetan en cajas de cartón de transporte conforme a la norma DIN y se embalan en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.