



Samu compresa postparto

Nº espec: D.32506
Dpto.: SM-PDI
Fecha: 24.05.2012
Página: 1 de 3

Descripción general del producto

Samu compresa postparto con núcleo absorbente de celulosa y recubrimiento completo de non-woven. Absorbe la humedad rápida y completamente; protege de una manera segura la cama y la ropa.

Samu compresa postparto lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Samu compresa postparto que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Samu compresa postparto quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Indicado para su uso como compresa higiénica, así como después de intervenciones quirúrgicas ginecológicas.

Presentaciones

| Referencia | Presentación | Unidades / bolsa | Bolsas / caja de embalaje |
|------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 716213 | Samu Maxi classic | 56 | 4 |
| 716313 | Samu Maxi plus | 56 | 4 |

Características del producto

Composición

Film de protección: Film de polietileno, azul (sólo para presentación Samu maxi plus)

Núcleo absorbente: 100% Pulpa de celulosa, blanqueada sin cloro

Non-woven: Tejido sin tejer de polipropileno, hidrófilo

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

Samu compresa postparto

Nº espec: D.32506
Dpto.: SM-PDI
Fecha: 24.05.2012
Página: 2 de 3

Adhesivo: Hotmelt.

Características del producto

Propiedades específicas de producto


Peso del producto (g): 20,0*
Peso del núcleo absorbente (g): 18,0*

* tolerancia +/- 10% (equivalente a +/- 3 s)

Látex: No contiene látex

Características del producto

Dimensiones de producto



| Dimensiones (mm) | Maxi |
|--|----------|
| Longitud total A | 350 ± 20 |
| Anchura total B | 110 ± 10 |
| Longitud cuerpo absorbente C | 320 ± 20 |
| Anchura del cuerpo absorbente D | 108 ± 10 |



Samu compresa postparto

Nº espec: D.32506
Dpto.: SM-PDI
Fecha: 24.05.2012
Página: 3 de 3

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

| | | | |
|------------|-----|--------------------|-----------------------|
| LOT | 2 | 263 | XXXX(X) |
| | Año | Día de fabricación | Código de uso interno |

Fecha de caducidad (ejemplo):

| | | |
|---|-----|------|
|  | MM | YYYY |
| | Mes | Año |

Caducidad del producto: 5 años

Acondicionamiento

El producto se presenta en bolsas de polietileno y éstas en cajas de transporte conforme a normas DIN, selladas con cinta adhesiva y dispuestas en Europallet.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.