

## Molinea® Plus Krankenunterlagen



Spez.-Nr.: D 3.1120p

Abteilung: CMO-IDO

Datum: 2016-09-20

### 1. Allgemeine Produktbeschreibung

Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken; vollflächige Abdeckung mit textilem Trockenvlies bis an die Folienränder; rundum geschlossen; undurchlässige, rutschfeste Außenfolie; schrankfertig vorgefaltet; verschiedene Qualitäten für einen wirtschaftlichen Einsatz.

Produkteinstufung gemäß EG-Rahmenrichtlinie für unsterile Medizinprodukte der Klasse 1.

### 2. Anwendung

Als direkte Inkontinenz - Unterlage oder als zusätzlicher Bettschutz bei Verwendung körpernaher Produkte.

### 3. Aufmachung

Molinea® Plus	Format:	40 x 60 (cm) 60 x 60 (cm) 60 x 90 (cm)
---------------	---------	--

### 4. Produktanforderungen

Material:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| - Wäscheschutz: | Polyethylen-Folie, grün                        |
| - Saugkörper:   | 100 % elementarchlorfrei gebleichter Zellstoff |
| - Vlies:        | Polypropylen – SMS-Vlies, hydrophil            |
| - Kleber:       | Hotmelt Kleber                                 |

# Molinea® Plus Krankenunterlagen



Spez.-Nr.: D 3.1120p

Abteilung: CMO-IDO


Datum: 2016-09-20

## 5. Produktanforderungen

	Molinea® Plus
<b>Produktgewicht<sup>1)</sup>:</b>	
- 40 x 60 (cm)	26,1 g
- 60 x 60 (cm)	39,4 g
- 60 x 90 (cm)	60,9 g

<sup>1)</sup> ± 10% Toleranz (entspricht ± 3s)

## 6. Produktskizze



Abmessungen [mm]		40 x 60	60 x 60	60 x 90
Gesamtlänge:	A	600 ± 20	600 ± 20	895 ± 20
Gesamtbreite:	B	400 ± 20	570 ± 20	570 ± 20
Saugkörperlänge:	C	520 ± 20	520 ± 20	810 ± 20
Saugkörperbreite:	D	340 ± 20	520 ± 20	520 ± 20

## Molinea® Plus Krankenunterlagen



Spez.-Nr.: D 3.1120p

Abteilung: CMO-IDO

Datum: 2016-09-20

### 7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code und vorangestelltem Produktionszeitpunkt.

z.B.: 1221046 – **500102822**

Produktionszeitpunkt				LOT-Code				
Tag	Stunde	Minute		Jahr 201X / 202X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer
***	**	**	LOT	X	XXX	XX	XX	X

### 8. Verpackung

Lose Molinea® Krankenunterlagen in Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen; Palettierung auf Europalette.

oder:

Molinea® Krankenunterlagen in PE-Beutel verpackt; Transportkarton nach DIN, mit Klebestreifen verschlossen; Palettierung auf Europalette.

20. September 2016

PAUL HARTMANN AG  
- Produktentwicklung CMO-ID -

i.A.

