

## Ayudas en la aplicación



Nº espec: BODE-26  
Dpto.: RA LHSA  
Fecha: 13.10.2009  
Página: 1 de 4

## Descripción general del producto

Los productos para la ayuda en la aplicación son accesorios que permiten una aplicación y dosificación exacta de soluciones antisépticas para las manos y lociones de lavado y cuidado de la piel, consiguiendo así una mayor eficiencia en el uso del producto y una mayor seguridad durante la aplicación para el usuario.

Consisten en:

### **Pistola dosificadora (1ml/dosificación)**

Permiten la humidificación de superficies, incluso aquellas de difícil acceso. Los accesorios son utilizados, por ejemplo, para la extensión de desinfectantes sobre superficies (Bacillol AF), así como para la aplicación pre-operatoria sobre superficies (Cutasept).

Las pistolas dosificadoras se presentan como pistolas dosificadoras universales o para productos de espuma, ambas para envases de 500 ml y 1 litro.

### **Válvula dosificadora**

Permiten una aplicación fácil e higiénica de los productos en los envases y garrafas BODE originales. Disponibles en diversas versiones y para diferentes tamaños del envase:

- Válvula dosificadora de 1,5 ml para envases de 350 / 500 / 1000 ml
- Válvula desechable de 1,5 ml (sin antirreflujo) para envases de 350 / 500 ml
- Válvula dosificadora de 10 ml para envases de 2 y 5 litros
- Válvula dosificadora de 20 ml para envases de 2 y 5 litros

### **Vaso medidor 250cc**

Para la correcta preparación de soluciones de uso.

### **Botella dosificadora (1 litro)**

Para la exacta dosificación de líquidos en concentración y el llenado a partir de grandes contenedores.

### **Llave apertura de garrafas**

Para la apertura sencilla

### **Cubeta de desinfección**

Cubeta de PVC resistente para el tratamiento sencillo de toda clase de instrumentos en hospitales, ambulatorios y laboratorios. Con asas conformables y prácticas inserciones laterales para la extracción de los instrumentos.

## Ayudas en la aplicación



Nº espec: BODE-26  
Dpto.: RA LHSA  
Fecha: 13.10.2009  
Página: 2 de 4

## Aplicaciones e indicaciones

Accesorios adecuados para la preparación y aplicación de cualquier solución antiséptica para las manos, lociones de lavado y/o productos del cuidado de la piel, así como para la limpieza y desinfección de superficies e instrumentos.

Abarca una gran variedad de áreas:

- Para equipamiento médico
- En hospitales y residencias
- Industria química, farmacéutica, cosmética
- Laboratorios
- Localizaciones sin agua corriente.

## Presentaciones

Presentación		Código Hartmann	Código BODE
Vaso medidor	250cc	980014	672700
Botella dosificadora	1 litro	980033	815000
Pistola dosificadora	1ml/dosificación	980035	815870
Llave apertura de garrafas		980051	882750
Válvula dosificadora	350 / 500 ml sin antirreflujo (1,5 ml/dosificación)	980021	812100
Válvula dosificadora	500 ml para Eurodispenser 3000 (1,5 ml/dosificación)	980423	975320
Válvula dosificadora	350 / 500 ml (1,5 ml/dosificación)	980424	975330
Válvula dosificadora	1000 ml (1,5 ml/dosificación)	980425	975340
Válvula dosificadora	2000/5000 ml (10 ml/dosificación)	980029	812660
Válvula dosificadora	2000/5000 ml (20 ml/dosificación)	980030	812670
Cubeta de desinfección	3 litros	980060	882960
Cubeta de desinfección	5 litros	980057	882860
Cubeta de desinfección	10 litros	980059	882940
Cubeta de desinfección	30 litros	980061	882970

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

## Ayudas en la aplicación




Nº espec: BODE-26  
Dpto.: RA LHSA  
Fecha: 13.10.2009  
Página: 3 de 4

## Dimensiones del producto

### Cubeta de desinfección

Cubeta de desinfección (mm)	3 litros	5 litros	10 litros	30 litros
Longitud total de la cubeta	250	465	327	540
Longitud hasta la entrada del asa	192	393	257	460
Ancho	160	153	245	350
Diagonal	285	475	390	630
Altura del nivel de llenado máximo	88	100	140	190
Altura de la marca de llenado	69	65	114	148



## Características del producto

### Ventajas de producto

- Estas ayudas en la aplicación consisten en una gran variedad de accesorios, los cuales:
- Facilitan la aplicación del producto
- Permiten el llenado y el vertido de productos que se hallan en grandes contenedores
- Ayudan a la aplicación higiénica del producto

## Ayudas en la aplicación



Nº espec: BODE-26  
Dpto.: RA LHSA  
Fecha: 13.10.2009  
Página: 4 de 4

- Permiten la preparación de soluciones de uso
- Evitan la sub- y sobre-dosificación
- Facilitan la llegada del producto a superficies de difícil acceso

## Características del producto

Propiedades específicas de producto

**Látex:** No contiene látex

## Acondicionamiento

Presentación		Acondicionamiento
Vaso medidor	250cc	1 por caja
Botella dosificadora	1 litro	6 por caja
Pistola dosificadora	1ml/dosificación	1 en bolsa de plástico y en caja
Llave apertura de garrafas		1 por caja
Válvula dosificadora	350 / 500 ml sin antirreflujo (1,5 ml/dosificación)	100 en bolsa de plástico y en caja
Válvula dosificadora	500 ml para Eurodispenser 3000 (1,5 ml/dosificación)	1 en bolsa de plástico y en caja
Válvula dosificadora	350 / 500 ml (1,5 ml/dosificación)	1 en bolsa de plástico y en caja
Válvula dosificadora	1000 ml (1,5 ml/dosificación)	1 en bolsa de plástico y en caja
Válvula dosificadora	2000/5000 ml (10 ml/dosificación)	1 por caja, sin bolsa de plástico
Válvula dosificadora	2000/5000 ml (20 ml/dosificación)	1 por caja, sin bolsa de plástico
Cubeta de desinfección	3 litros	1 por caja
Cubeta de desinfección	5 litros	1 por caja
Cubeta de desinfección	10 litros	1 por caja
Cubeta de desinfección	30 litros	1 por caja