

## Medicomp no estéril



Nº espec: D 5.2000a  
Dpto.: SM-PDW  
Fecha: 10.11.2011  
Página: 1 de 3

## Descripción general del producto

Medicomp no estéril son compresas de non-woven con una alta capacidad de absorción, libres de aditivos y blanqueantes ópticos. Presentadas en forma de display, que facilita su utilización.

Medicomp no estéril lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase IIa (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Medicomp no estéril que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Medicomp no estéril quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

## Aplicaciones e indicaciones

Para el tratamiento general de heridas, como gasas y esponjas tanto para curas ambulatorias como para pequeñas intervenciones.

## Presentaciones

| Referencia | Presentación                      | Dimensiones  | Dimensiones desplegadas | Unidades / caja |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| 411831     | Medicomp no estéril, 30g, 4 capas | 5 x 5 cm     | 10 x 10 cm              | 100             |
| 411833     | Medicomp no estéril, 30g, 4 capas | 7,5 x 7,5 cm | 15 x 15 cm              | 100             |
| 411834     | Medicomp no estéril, 30g, 4 capas | 7,5 x 10 cm  | 15 x 20 cm              | 100             |
| 411835     | Medicomp no estéril, 30g, 4 capas | 10 x 10 cm   | 20 x 20 cm              | 100             |

## Características del producto

### Composición / Materiales


Non-woven: 70% de viscosa y 30% de poliéster.

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

## Medicomp no estéril



Nº espec: D 5.2000a  
Dpto.: SM-PDW  
Fecha: 10.11.2011  
Página: 2 de 3



## Características del producto

### Ventajas de producto

#### Compresas de non-woven:

- Alternativa ideal para las compresas clásicas de algodón, en muchos de los usos en planta como en ambulatorios (Centros Atención Primaria).
- Su composición 70% rayón y 30% poliéster le proporcionan una estructura parecida a las compresas de algodón y hace de Medicomp un producto especialmente absorbente, suave y transpirable.

#### Absorción elevada:

- En comparación con una compresa de algodón de 8 capas y 17 hilos, Medicomp absorbe 70% más de líquido.
- Absorbe líquidos sin gotear, liberándolos sólo bajo presión.

## Características del producto

### Propiedades específicas de producto

**Látex:** No contiene látex

## Requerimientos de producto

Peso base: 30g/m<sup>2</sup> aprox.

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

## Medicomp no estéril



Nº espec: D 5.2000a  
Dpto.: SM-PDW  
Fecha: 10.11.2011  
Página: 3 de 3

Capacidad de absorción: 11 g/g aprox.


Ensayo Linting (desprendimiento de partículas): máx. 2,5 g/m<sup>2</sup>

## Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

|            |     |                        |                           |         |                      |
|------------|-----|------------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| <b>LOT</b> | 1   | 234                    | 56                        | 78      | 9                    |
|            | Año | Orden de<br>producción | Lote de<br>esterilización | Fábrica | Dígito de<br>control |

Fecha de caducidad (ejemplo):

|   |      |     |
|---|------|-----|
|  | 2015 | 04  |
|   | Año  | Mes |

Caducidad: 5 años

## Acondicionamiento

100 unidades se presentan en estuche y cajas de transporte conforme a normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallet.

**Condiciones de almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco.