



Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga (REF 938829)

Nº espec: D 6.1009
Dpto.: CMO-DOE
Fecha: 18.03.2013
Página: 1 de 3

Descripción general del producto

Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga son paños fabricados en un material suave de non-woven de doble capa, impermeable al agua y a las bacterias; comfortable.

Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I estéril (TÜV 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Indicado como paño estéril bajonalga, por ejemplo en obstetricia y cirugías y exámenes perineales.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Dimensiones	Unidades / dispensador	Dispensadores / caja de embalaje
938829	Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga	100 x 120 cm	22	2

Características del producto

Composición


Composición: 2 capas de laminado de film - non-woven + material de non-woven acolchado

Material acolchado: 55 g/m² non-woven SMS hidrófilo; color verde

Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga (REF 938829)

Nº espec: D 6.1009
Dpto.: CMO-DOE
Fecha: 18.03.2013
Página: 2 de 3

Non-woven: 30 g/m² PP-Spunbond hidrófilo; color aqua
Film: 25 g/m² film de polietileno sin poros; color aqua
Adhesión del laminado: Termofusión
Adhesivo (fijación del acolchado): Hotmelt



Características del producto

Propiedades específicas de producto

Látex: No contiene látex

El producto **no contiene colofonia**.

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT	9	XXX	38	YYY
	Año	Código de uso interno	Semana de fabricación	Código de uso interno



Foliodrape Protect Plus Paño bajonalga (REF 938829)

Nº espec: D 6.1009
Dpto.: CMO-DOE
Fecha: 18.03.2013
Página: 3 de 3

Fecha de caducidad (ejemplo):

⌚ 2014 01
 Año Mes

Caducidad del producto: 5 años

El producto se mantendrá estéril durante este periodo de tiempo siempre y cuando el envase no sea dañado y se mantengan las condiciones de almacenamiento establecidas.

Acondicionamiento

Los paños se envasan en sobres estériles de acuerdo a EN ISO 11607 y EN 868, en cajas dispensadoras y en cajas de transporte conforme normas EN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalet.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.