



## Foliodrape cinta de velcro (REF 938858)

Nº espec: D 6.1010-02

Dpto.: CMO-DOE

Fecha: 27.01.2016

Página: 1 de 2

## Descripción general del producto

Foliodrape cierre de velcro se compone de dos piezas y parte posterior autoadhesiva.

Foliodrape cinta de velcro lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como producto sanitario clase I estéril (TÜV SÜD 0123).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Foliodrape cinta de velcro que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Foliodrape cinta de velcro quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

## Aplicaciones e indicaciones

Foliodrape cierre de velcro es un producto desechable para atar cables de vídeo, tubos, cables de cauterización, etc.

## Presentaciones

Referencia	Presentación	Unidades / dispensador	Dispensadores / caja de embalaje
938858	Foliodrape cinta de velcro	200	4

**Dimensiones del dispensador (largo x ancho x alto):** 300 x 140 x 370 mm

**Dimensiones de la caja de embalaje (largo x ancho x alto):** 590 x 390 x 315 mm

## Características del producto

### Composición

Gancho/Bucle (velcro):	Nailon/Poliéster
Adhesivo:	Libre de látex, libre de colofonia
Papel protector:	Papel siliconado
Esterilización:	Con gas de óxido de etileno conforme a EN 556-1 y EN 11135-1



## Foliodrape cinta de velcro (REF 938858)

Nº espec: D 6.1010-02

Dpto.: CMO-DOE

Fecha: 27.01.2016

Página: 2 de 2

## Características del producto

### Propiedades específicas de producto

Tira de velcro de gancho: aprox. 2 x 21 cm

Tira de velcro de bucle: aprox. 2 x 23 cm

**Látex:** libre de látex


## Etiquetado

N.º de lote con código de 9 dígitos:

Ejemplo: 6023XXXXX

<b>LOTE</b>	6	023	XXXXX
	Año de producción	Orden de producción	Código uso interno

Fecha de caducidad:

Ejemplo:  2021 01  
Año Mes

Vida útil: 5 años

El producto será estéril durante este periodo siempre que el envase no esté dañado y se mantengan las condiciones de almacenamiento.

## Acondicionamiento

Foliodrape cinta de velcro se envasa en sobre estéril (tipo “peel-pouch”) conforme a EN ISO 11607. Los sobres se envasan en dispensadores y en caja de embalaje, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en europalet.

**Condiciones de almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco.