

Technical Data Sheet

Veroval® Prevención estomacal



Descripción general del producto

Veroval® Prevención estomacal es una prueba inmunocromatográfica rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG de *Helicobacter pylori* en las muestras de sangre completa.

Veroval® Prevención estomacal lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 98/79/CE y el Real Decreto 1193/2012 para productos de diagnóstico in vitro. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/746.

Indicaciones

Veroval® Prevención estomacal es una prueba rápida para la detección de la bacteria *Helicobacter pylori* en muestras de sangre completa para el autoanálisis en el entorno doméstico.

Características del producto

Casete de prueba: ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), blanco
Dispositivo de punción: ABS, naranja + gris
Acero inoxidable

Requerimientos del producto

Tipo: Prueba inmunocromatográfica rápida (cualitativa)
Principio analítico: Prueba de anticuerpos
Parámetros a medir: Anticuerpos del tipo de inmunoglobulina G (IgG)
Condiciones de conservación/transporte: Temperatura ambiente: +10 °C a +27 °C
Humedad relativa: sin condensación
Periodo de validez: Máx. 22 meses

(Modificaciones técnicas sujetas a cambios)

Presentaciones

Cada prueba rápida junto con todos los componentes necesarios y el folleto del manual de instrucciones en la(s) lengua(s) respectiva(s) está envasada en una caja de cartón plegable.

Producto	Idioma	Ref. HARTMANN	CN
Veroval® Prevención estomacal	ES, PT	924003	183462

Technical Data Sheet

Veroval® Prevención estomacal**Etiquetado**Lote del embalaje:

El código de LOTE de 6 - 8 dígitos en la caja plegable y en todas las unidades de acondicionamiento.

ej.:

LOT

X.XX.X.X(X)

-X(X)

Código del producto

Número de lote

Fecha de caducidad:

ej.:



2019

04

Año

mes

Acondicionamiento

Una prueba rápida de Veroval® Prevención estomacal se envasan en caja plegable y, a su vez, cada 7 cajas plegables se empaquetan en una caja de cartón según normas EN, sellada con cinta adhesiva, y éstas se empaquetan en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.