

Foliodress mask loop



Nº espec: L 6.5531d
Dpto.: SM-PDO
Fecha: 23.03.2011
Página: 1 de 3

Descripción general del producto

Foliodress mask loop es un mascarilla quirúrgica de non-woven inodoro, de tres capas: capa interna de color blanco, capa externa de color azul o verde, y capa media que consiste en un filtro de elevada capacidad de filtración bacteriana. Dispone de pieza nasal y unas cintas elásticas para su sujeción en las orejas.

Foliodress mask loop lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Foliodress mask loop que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Foliodress mask loop quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Mascarilla quirúrgica para usuarios con sensibilidad cutáneo normal.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Unidades / caja dispensadora
992537	Foliodress mask loop, azul	50
992158	Foliodress mask loop, verde	50

Características del producto

Composición

Filtro: 100% polipropileno

Capa interior: 100% polipropileno

Foliodress mask loop



Nº espec: L 6.5531d

Dpto.: SM-PDO

Fecha: 23.03.2011

Página: 2 de 3

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Dimensiones: aprox. 175 mm x 100 mm

Eficiencia a la filtración bacteriana (BFE): > 98%

Presión diferencial (respirabilidad): < 29,4 Pa

La mascarilla no contiene colofonia. La pieza nasal no contiene níquel.

Látex: No contiene látex

Normativas aplicables

La mascarilla cumple con los requerimientos de la norma estándar europea EN 14683 sobre mascarillas quirúrgicas, como mascarilla Tipo II.

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT	1	023	XXXXX
	Año	Orden de producción	Código de uso interno

Fecha de caducidad (ejemplo):

	08	2015
	Mes	Año

Caducidad del producto: 5 años

Foliodress mask loop



Nº espec: L 6.5531d
Dpto.: SM-PDO
Fecha: 23.03.2011
Página: 3 de 3

Acondicionamiento

El producto se presenta en cajas dispensadoras y cajas de transporte conforme normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europalet.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.