

Technical Data Sheet

MoliCare® Premium Form F

MoliCare® Premium Form F normal / amarillo claro

MoliCare® Premium Form F normal plus / amarillo oscuro

MoliCare® Premium Form F extra / verde

MoliCare® Premium Form F extra plus / azul



Descripción general del producto

Moderna compresa todo en uno con un núcleo absorbente adaptable anatómicamente de tres capas, capa de distribución de secado rápido, laterales antiescape suaves y curvados, hilos elásticos en la zona de la entrepierna, cubierta trasera de material textil e indicador de humedad.

Gracias a un núcleo absorbente especialmente diseñado, MoliCare® Premium Form F ofrece la máxima protección antiescape por su elevada capacidad de absorción y retención. MoliCare® Premium Form F tiene una elevada retención, por lo que se protege la salud cutánea, y proporciona una elevada comodidad de uso. Fácil de poner con braguitas elásticas de sujeción (MoliCare® Fixpants).

MoliCare® Premium Form F lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para MoliCare® Premium Form F que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de MoliCare® Premium Form F quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

MoliCare® Premium Form F es apto para todos los grados de incontinencia urinaria y/o fecal moderada a muy grave. MoliCare® Premium Form F se puede usar tanto en pacientes encamados como en pacientes con movilidad y activos. Sujeto a financiación.


Características de producto

Partes	Materiales
Lámina trasera	Lámina con película no tejida de polietileno, blanca
Núcleo absorbente	1ª Capa 100% de celulosa Kraft, blanqueada, libre de cloro elemental 2ª Capa de celulosa Kraft con polímero superabsorbente 3ª Capa de fibra rizada
Adhesivo	Hotmelt
Lámina superior	Polipropileno no tejido, hidrófilo, blanco
Laterales	Polipropileno no tejido, hidrófobo, blanco
Elásticos	Elásticos en la entrepierna y laterales antiescape alzados
Indicador de humedad	Tinta soluble en agua

Technical Data Sheet

MoliCare® Premium Form F

Diseño del producto y dimensiones



Dimensiones [mm]		Normal	Normal plus	Extra	Extra plus
Longitud total:	A	525 ± 30	620 ± 30	620 ± 30	690 ± 30
Ancho total (zona abdominal):	b	260 ± 10	280 ± 10	280 ± 10	300 ± 10
Ancho total (zona trasera):	B	280 ± 10	295 ± 10	295 ± 10	310 ± 10
Ancho total (zona inguinal):	F	210 ± 10	235 ± 10	235 ± 10	245 ± 10
Longitud del núcleo absorbente:	C	474 ± 20	560 ± 20	560 ± 20	630 ± 20
Ancho del núcleo absorbente (zona abdominal):	d	215 ± 10	240 ± 10	240 ± 10	250 ± 10
Ancho del núcleo absorbente (zona trasera):	D	242 ± 10	255 ± 10	255 ± 10	260 ± 10
Ancho del núcleo absorbente (zona inguinal):	E	134 -4/+10	160 -4/+10	160 -4/+10	170 -4/+10

Propiedades específicas de producto

		Normal	Normal plus	Extra	Extra plus
Peso total*:	[g]	51	59	64	94
1er tiempo de absorción**:	[s]	máx. 40	máx. 40	máx. 90	máx. 90
2do tiempo de absorción**:	[s]	máx. 80	máx. 80	máx. 140	máx. 140
1er tasa de rehumectación**:	[g]	máx. 0,5	máx. 0,5	máx. 0,5	máx. 0,5
2do tasa de rehumectación**:	[g]	máx. 5,0	máx. 5,0	máx. 5,0	máx. 5,0

* tolerancia de ± 10 (equivalente a ± 3 s)

** con 50, 100, 150 o 200 ml de solución salina (dependiendo del contenido de la celulosa y SAP)

Látex: no contiene látex.

Technical Data Sheet
MoliCare® Premium Form F
Presentaciones

Producto	Absorción según Ministerio de Sanidad	Unidades /presentación	Ref. HARTAMANN	CN
MoliCare® Premium Form F normal	Día inicial	80	1684173	484162
MoliCare® Premium Form F normal plus	Día	80	1680173	470864
MoliCare® Premium Form F extra	Noche	80	1682173	470906
MoliCare® Premium Form F extra plus	Super noche	80	1683173	471219

Etiquetado

Número de lote de 9 dígitos con la fecha de producción delante:

ej.:

Fecha de producción			LOTE - Código					
Día	Hora	Minuto		Año 201X / 202X	Código interno	Código interno	Código interno	Cumulated check sum
***	**	**	LOTE	X	XXX	XX	XX	X

Acondicionamiento

MoliCare® Premium Form F se presenta en 4 bolsas de polietileno en cajas de transporte según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.