

Technical Data Sheet

MoliCare® Fixpants

MoliCare® Fixpants M / azul

MoliCare® Fixpants L / marrón

MoliCare® Fixpants XL / verde



Descripción general del producto

Malla elástica cruzada longitudinalmente para sujetar las compresas absorbentes.

Material extra resistente, ligero, suave y permeable al aire, con una estructura de red de pesca especialmente apretada. Tamaños identificados con tiras de color tejidas. Para usar en situaciones en las que es necesaria su eliminación.

MoliCare® Fixpants lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para MoliCare® Fixpants que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de MoliCare® Fixpants quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

Para la sujeción segura e higiénica de las compresas para incontinencia de todos los tipos, adecuadas para pacientes encamados y con movilidad.

Diseño del producto y dimensiones

Dimensiones [mm]	Talla M	Talla L	Talla XL
Cintura sin estirar:	525 ± 30	620 ± 30	690 ± 30
Altura sin estirar:	Mín. 130	Mín. 130	Mín. 130
Tira	11 hilos de elastano	11 hilos de elastano	11 hilos de elastano

Talla	Talla M	Talla L	Talla XL
Apropiado para tamaño de cintura [cm]	60 - 100	80 - 120	100 - 160

Technical Data Sheet

MoliCare® Fixpants

Propiedades específicas de producto

	Talla M	Talla L	Talla XL
Peso total: [g]	51	64	94

Látex: no contiene látex.

Presentaciones

Producto	Talla	Unidades /presentación	Ref. HARTMANN	CN
MoliCare® Fixpants / azul	M	100	947745	-
MoliCare® Fixpants / marrón	L	100 3	947746 947748	- 248484
MoliCare® Fixpants / verde	XL	100 3	947747 947750	- 248492

Etiquetado

Número de lote de 9 dígitos con la fecha de producción delante:

ej.:

Fecha de producción				LOTE - Código				
Día	Hora	Minuto		Año 201X / 202X	Código interno	Código interno	Código interno	Cumulated check sum
***	**	**	LOTE	X	XXX	XX	XX	X

Acondicionamiento

MoliCare® Fixpants se presenta en 4 bolsas de polietileno en cajas de transporte según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.